



**Bio
Connect**

UNE PLATEFORME AU SERVICE DES BIOMÉDICAUX

CATALOGUE DES ACCESSOIRES



1550 Avenue de Montpellier-34820 Teyran Tél : 04 67 03 42 67 Fax : 04 67 87 10 62- contact@bioconnect.fr

Siret 502 925 209 00020- APE 4770 Z- N°INTRACOMMUNAUTAIRE FR03502925209

SOMMAIRE



<u>SPO₂ capteurs et accessoires</u>	 3 à 75
<u>ECG Câbles et accessoires</u>	76 à 115
<u>PNI brassards et accessoires</u>	116 à 126
<u>Accessoires Pression Invasive</u>	127 à 137
<u>Température sondes et prolongateurs</u>	138 à 146
<u>ET CO₂ capteurs</u>	147
<u>Câbles Multiparamètres</u>	 148
<u>Accessoires Cardiotocographes</u>	149 à 150
<u>Papier ECG/Imprimantes</u>	151 à 152
<u>Electrodes DSA</u>	153 à 162
<u>Cellules O₂</u>	163 à 166




Tous nos produits sont en conformité avec les directives CE

SPO₂ Capteurs et Accessoires

- 1- Capteurs SPO2 réutilisables
- 2- Capteurs SPO2 à usage Unique
- 3- Prolongateurs SPO2
- 4- Accessoires



1-Capteurs SPO₂ réutilisables







Série	U400	U100	U400S	U100S	U200S	U300
Ref sur photo	A	B	C	D	E	F
Nom	Doigts Adulte	Doigts pédiatrique	Adulte souple	Pédiatrique Souple	Enfant souple	Wrap néonatal
Poids patient	+40Kg	15-40Kg	+40Kg	15-40Kg	3-15Kg	1-3Kg
Série	U800	U900	U600	U600B	U800E	U800V
Ref sur photo	G	H	I	J	K	L
Nom	Multi-site	Oreille adulte	Wrap adult/neonatal	Wrap pédia/enfant	Multi-site	Front /Rectal
Poids patient	Tous patient	+40Kg	+40Kg ou -3Kg	15-40Kg	Tous patient	Adulte




1-Capteurs SPO₂ réutilisables

MARQUES	N° PAGE	MARQUES	N° PAGE	MARQUES	N° PAGE	MARQUES	N° PAGE
3F Médical	6	Criticare	16	Général	32	M&B	43
ADECON	6	Datascopie	18	Goldway	32	Nellcor Tyco	43
ANKE	6	Digicare	19	Guoteng	33	Newsoft	46
ARTEMA	7	Dina	20	Infinium Medical	34	New Tech	46
Baxter/Simed	7	Dixon	20	Innocare	34	Nihon Kohden	47
BCI	8	Dixtal-Philips	20	Ivy	34	Nonin	48
Biosys	9	Dolphin	20	Jettem	35	Novamatrix	49
Biolight	9	Dräger / Siemens	21	JNP	35	Pace Tech / Generra	51
Bionet	8	DRE	22	Kontron	35	Médiaid / Palco	51
Biocare	11	Edan	22	Lohmeier	36	Risingmed	54
CAS Médical	11	Fukuda denshi	23	M Technologie	36	RGB médical	55
Charmcare	12	GE Corometrics	24	MDE Invivo	37	Schiller ODM / Bruker	55
ChoiceMed	12	GE Critikon	25	Medtronic / PhysioControl	38	Spacelabs	56
Contec	13	GE Datex Ohmeda	26	Medlab	38	Takaoka	58
Colin / Omron	13	GE Hellige	28	MEK	39	Uray	58
Corpuls	14	GE Marquette	28	Mennen	39	Zoll	58
Comen	15	GE Ohmeda Oxytip +	30	Mindray	40	Zondan	59
Creative	15	GE True Signal	31	Minolta	43	Unicare	59


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code tarif
3F Medical (Chine)								
IRIS 300 IRIS 400 Phoebe PMS8300 8310 PhoebeProPMS8300 8310PMS8110A		U410-189	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-189	Adulte souple / 3m					C8
		U810-189	Multi-site /3m					C7
ADECON (Chine)								
MCF-21L, DK-8000D,DK-8000L		U410-120	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-120	Adulte souple / 3m					C8
		U810-120	Multi-site /3m					C7
ANKE (Chine)								
ASC-553		U410-37	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-37	Adulte souple / 3m					C8
		U810-37	Multi-site /3m					C8
ANKE (Chine)								
ASC-553		U410-78P	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	C8
OXYMAX		U410S-78P	Adulte souple / 3m					D1
		U810-78P	Multi-site /3m					C8
ASC-553A		U410-82	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-82	Adulte souple / 3m					C8
		U810-82	Multi-site /3m					C7
ASC-553A		U410-107	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	C7
OXYMAX		U410S-107	Adulte souple / 3m					C8
		U810-107	Multi-site /3m					C7


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
ARTEMA/S&W								
S&W		U410-19	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-19	Adulte souple / 3m					D1
		U810-19	Multi-site /3m					C8
Datascope 8000 Athena Non Oxymax		U403-01	Adulte / 1,1m	DS100A	U708-80			C3
		U403S-01	Adulte souple / 1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
		U410-80	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-80	Adulte souple / 3m					D1
		U810-80	Multi-site /3m					C8
Baxter/Simed								
ASAT S-50 S-100 S-100a		U410-12	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-12	Adulte souple / 3m					D1
		U810-12	Multi-site /3m					C8
Monarch/Explorer Oximax		U403-01	Adulte / 1,1m	DS100A	U708-01			C3
		U403S-01	Adulte Souple / 1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site / 1,1m	D-YS				C5



Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif	
BCI									
3300 3301 3302 3303 3304 3401		U403-06	Adulte / 1,1m	3044	U708-06			C3	
		U103-06	Pédiatrique / 1,1m					C5	
		U403S-06	Adulte Souple / 1,1m					C5	
		U103S-06	Pédia Souple / 1,1m					C5	
		U203S-06	Enfant Souple/ 1,1m					C5	
		U303-06	Néonat Wrap /1,1m					C5	
		U803-06	Multi-site / 1,1m	3043				C3	
		U603-06	Adult/neonat wrap/ 1,1m					C3	
		U903-06	Adulte oreille / 1,1m	3078				C5	
		VOIR CI-DESSUS						U708-76	
	U410-76	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	C7		
	U410S-76	Adulte Souple / 3m					C8		
	U810-76	Multi-Site / 3m					C7		
BIONET									
		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-58			C3	
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5	
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5	

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
BIONET								
BM3 BM5		U410-58	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-58	Adulte Souple /3m					C8
		U810-58	Multi-site /3m					C7
BM3 BM5 (new)		U410-108	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-108	Adulte Souple /3m					C8
		U810-108	Multi-site /3m					C7
BIOSYS								
BPM200 BPM700 GUARDIAN		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-01			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
		U410-27	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-27	Adulte Souple / 3m					D1
		U810-27	Multi-Site / 3m					C8
BIOLIGHT								
Anyview A2E Anyview A3 V6vet		U410-205D	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-205D	Adulte Souple /3m					D1
		U810-205D	Multi-site /3m					C8
M800 handled vet		U403-62D	Adulte /1,1m		U708-205			C8
		U403S-62D	Adulte Souple /1,1m					D1
		U803-62D	Multi-site /1,1m					C8

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
BIOLIGHT								
M6 M12 M69		U410-47	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-47	Adulte Souple /3m					C8
		U810-47	Multi-Site / 3m					C7
M66 M69		U410-57	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-57	Adulte Souple /3m					D1
		U810-57	Multi-Site / 3m					C8
Oxymax		U410-51P	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-51P	Adulte Souple /3m					D1
		U810-51P	Multi-site /3m					C8
M700 Digital Tech		U403-62D	Adulte /1,1m		N/A	N/A	N/A	C8
		U403S-62D	Adulte Souple /1,1m					D1
		U803-62D	Multi-site /1,1m					C8
M8000 M9000 M8000A M9000A BTD-352A, new M69 Digital Tech		U410-62D	Adulte / 3m		N/A	N/A	N/A	D2
		U410S-62D	Adulte Souple /3m					D2
		U810-62D	Multi-site /3m					D1
M900 M7000 M9500 A8 Modular Digital Tech		U410-68D	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-68D	Adulte Souple /3m					D2
		U810-68D	Multi-site /3m					D1

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
BIOCARE								
BP-12B BP-12C Digital Tech		U410-61D	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-61D	Adulte Souple /3m					D2
		U810-61D	Multi-site /3m					D1
BM-9000 BM-9000S FM-801 FM-801V Digital Tech		U410-62D	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	D2
		U410S-62D	Adulte Souple /3m					D2
		U810-62D	Multi-site /3m					D1
BM-9000		U410-29	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-29	Adulte Souple /3m					D1
		U810-29	Multi-site /3m					C7
CAS Médical								
Oscillomate 9002 9303 9302S Nonin		U403-08	Adulte /1,1m	8000AA	U708-01			C5
		U403S-08	Adulte Souple /1,1m					C7
		U803-08	Multi-site /1,1m					C3
740-750(M) M tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863/LNCS DCI	U708M-15			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863/LNCS DCI				D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258/LNCS DCI				D2
		U410-15	Adulte /3m	LNOP DC-12	N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-15	Adulte Souple /3m	LNOP DC-12				D1
		U810-15	Multi-site /3m					C8

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Charmcare								
CX100 Non Oxymax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-01			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
CHOISEMED								
MMED3001		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	N/A	N/A	N/A	C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
MMED100H MMED300A MMED6000DP DigitalTech		U410-84D	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-84D	Adulte Souple /3m					D2
		U810-84D	Multi-site /3m					D1
MMED3000DP BCI Tech		U410-96	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-96	Adulte Souple /3m					C8
		U810-96	Multi-site /3m					C7
MMED6000DP		U410-37	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-37	Adulte Souple /3m					C8
		U810-37	Multi-site /3m					C8


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
CONTEC								
CMS60C/CW/D/DW,C MS60, PM50,PM60D,CSM50 00, CMS5000C,CMS5100, CMS6000,CMS7000/ 8000/9000 Digital Tech		U410-29	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-29	Adulte Souple /3m					D1
		U810-29	Multi-site /3m					C7
		U410-46D	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-46D	Adulte Souple /3m					D2
		U810-46D	Multi-site /3m					D1
CMS50F CMS50FW		U401-149	Adult /0,3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U401S-149	Adult Souple /0,3m					C8
COLIN/OMRON								
BP306,BP88,BP508 Nellcor Non-Oximax M570		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-01			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
BP88S Non-Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-69			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
		U410-69	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-69	Adulte Souple /3m					D1
		U810-69	Multi-site /3m					C8


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
COLIN/OMRON								
BX 10NE		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	U710-70			C5
		U803-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U403S-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
BX 10MA M tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863/LNCS DCI	U708M-15			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863/LNCS DCI				C6
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258/LNCS DCI				C4
		U410-15	Adulte /3m	LNOP DC-12	N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-15	Adulte Souple /3m	LNOP DC-12				D1
		U810-15	Multi-site /3m					C8
CORPULS								
08/16 BCI		U403-06	Adulte / 1,1m	3044	N/A	N/A		C3
		U403S-06	Adulte souple / 1,1m					C5
		U803-06	Multi-site /1,1m	3043				C3
08/16 (M) Non Oxymax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	N/A	N/A		C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
08/16(M) M tech		U410-152M	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-152M	Adulte Souple /3m					D1
		U810-152M	Multi-site /3m					C8

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
COMEN								
Start-8000A 8000B/8000C Star-8000D 8000H Star-5000B 5000C,C50 Digital Tech		U410-66D	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-66D	Adulte Souple /3m					D2
		U810-66D	Multi-site /3m					D1
Start-800E		U410-183	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-183	Adulte Souple /3m					C8
		U810-183	Multi-site /3m					C7
C60 C80 Oxymax		U410-187P	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-187P	Adulte Souple /3m					D2
		U810-187P	Multi-site /3m					D1
C100 / C100A /C21 C30 /C50/C70 C80/NC3 /NC5 NC8/NC12/NC19		U410-208D	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-208D	Adulte Souple /3m					D1
		U810-208D	Multi-site /3m					C8
CREATIVE								
UP-6000 PC-9000 Non oxymax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-29			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
		U410-29	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-29	Adulte Souple /3m					D1
		U810-29	Multi-site /3m					C7





Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
CREATIVE								
UP-7000,UP-9000 PC-900,PC-900A, PC-900S,PC-900SN, PC-3000,PC-5000A/B, PC-9000B,PC-66A, PC-66B,PC-66V Digital tech		U410-61D	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-61D	Adulte Souple /3m					D2
		U810-61D	Multi-site /3m					C8
CRITICARE (CSI)								
503SPOT 504Plus, 504DX, 506DX CSI		U410-75	Adulte /3m	934-10DN	N/A	N/A	N/A	C7
		U110-75	Pédiatrique /3m					C8
		U410S-75	Adulte Souple /3m					C8
		U110S-75	Pédiatrique souple /3m					C8
		U210S-75	Enfant souple /3m					C8
		U310-75	Néonat wrap /3m					C8
		U610-75	Adulte/neonat wrap /3m					C7
		U610B-75	Pédiatrique / Enfant wrap /3m					C7
		U810-75	Multi-site /3m					C7
		U910-75	Oreille adulte /3m					C8

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
CRITICARE (CSI)								
510,503,504, 507,508,581, 1100,8100,Poet, Scholar CSI	 	U410-05	Adulte /3m	934-10LN	N/A	N/A	N/A	C8
		U110-05	Pédiatrique /3m					D1
		U410S-05	Adulte Souple /3m	975AD-10				D1
		U110S-05	Pédiatrique souple /3m					D1
		U210S-05	Enfant souple /3m					D1
		U310-05	Néonat wrap /3m					D1
		U610-05	Adulte/neonat wrap /3m					C8
		U610B-05	Pédiatrique / Enfant wrap /3m					C8
		U810-05	Multi-site /3m					C8
		U910-05	Oreille adulte /3m					D1
	 	U403-05	Adulte /1,1m		U708-05			C3
		U103-05	Pédiatrique /1,1m					C4
		U403S-05	Adulte Souple /1,1m					C4
		U103S-05	Pédiatrique souple /1,1m					C4
		U203S-05	Enfant souple /1,1m					C4
		U303-05	Néonat wrap /1,1m					C4
		U603-05	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m					C3
		U603B-05	Adulte/neonat wrap /1,1m					C3
		U803-05	Multi-site / 1,1m					C4
		U903-05	Oreille adulte /1,1m					C4


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
DATASCOPE								
Accusat, Accutor 3/4 sat Passport, Accutor plus Datascope		U410-07	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-07	Adulte Souple /3m					D1
		U810-07	Multi-site /3m					C8
		U403-07	Adulte /1,1m		U708-07			C4
		U103-07	Pédiatrique /1,1m					C6
		U403S-07	Adulte Souple /1,1m					C6
		U103S-07	Pédiatrique souple /1,1m					C6
		U203S-07	Enfant souple /1,1m					C6
		U303-07	Néonat wrap /1,1m					C6
		U603-07	Adulte/neonat wrap /1,1m					C5
		U603B-07	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m					C5
		U803-07	Multi-site /1,1m					C5
		U903-07	Oreille adulte /1,1m					C4
Accutor plus M tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863/LNCS DCI	U708M-15			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863/LNCS DCI				D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258/LNCS YI				D2
		U410-15	Adulte /3m	LNOP DC-12	N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-15	Adulte Souple /3m	LNOP DC-12				D1
		U-810-15	Multi-site /3m					C8

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
DATASCOPE								
PassportII, Exper,t Pssport XG, Accutor plus Non-Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-69			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Accutor –Trio Non Oxymax		Voir au dessus	Voir ci dessus	Voir au dessus	U708-01			
Trio Nouvelle Génération Oxymax		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	U710-70			C5
		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U803-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
DIGICARE								
Digimax 5500 BCI		U403-06	Adulte /1,1m	3044	U708-76			C3
		U403S-06	Adulte Souple /1,1m					C5
		U803-06	Multi-site /1,1m	3043				C3
		U410-76	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-76	Adulte Souple /3m					C8
		U810-76	Multi-site /3m					C7
		U410-52	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-52	Adulte Souple /3m					C8
		U810-52	Multi-site /3m					C7

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
DIMA								
Non Oxymax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-01			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
DIXION								
D6 D8		U410-205	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-205	Adulte Souple /3m					D1
		U810-205	Multi-site /3m					C8
		U403-62D	Adulte /1,1m		U708-208			C8
		U403S-62D	Adulte Souple /1,1m					D1
		U803-62D	Multi-site /1,1m					C8
DIXTAL - PHILIPS								
Full compatible with Novamatrix Sensas		U410-113	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-113	Adulte Souple /3m					C8
		U810-113	Multi-site /3m					C7
DOLPHIN								
Digital Tech		U403-50D	Adulte /1,1m		U708-50			C8
		U403S-50D	Adulte Souple /1,1m					D1
		U803-50D	Multi-site /1,1m					C8
Digital Tech		U410-50D	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-50D	Adulte Souple /3m					D2
		U810-50D	Multi-site /3m					D1


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
DRAGER / SIEMENS								
Owipac 2000 BCI		U403-06	Adulte /1,1m	3044	N/A	N/A	N/A	C3
		U403S-06	Adulte Souple /1,1m					C5
		U803-06	Multi-site /1,1m	3043				C3
Vitalert 1000 Icero Non-Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-28			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Narkomed-Oxysat 2 Non-Oximax		Voir ci dessus	Voir ci dessus	Voir ci dessus	U710-85			
Sirecust, Sirem Spo2 Non-Oximax		Voir ci dessus	Voir ci dessus	Voir ci dessus	U708-33			
SC6000, 7000,9000 Non-Oximax		Voir ci dessus	Voir ci dessus	Voir ci dessus	U704-23 U708-23			
Oxymax		U410-23P	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-23P	Adulte Souple /3m					D2
		U810-23P	Multi-site /3m					D1


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
DRAGER / SIEMENS								
Oxytren M tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863/LNCS DCI	U708M-15			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863 / LNCS DCI				D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258/LNCS YI				D2
		U410-15	Adulte /3m	LNOP DC-12	N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-15	Adulte Souple /3m	LNOP DC-12				D1
		U810-15	Multi-site /3m					C8
M Tech		U410-23M	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-23M	Adulte Souple /3m					D1
		U810-23M	Multi-site /3m					C8
DRE								
DRE Waveline EZ Touch Pro		U410-213	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-213	Adulte Souple /3m					C8
		U810-213	Multi-site /3m					C7
EDAN								
M9,M9A, M8,M8A,M8B, M3,M3B Oximax		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	U708X-191			C5
		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U803-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
M3,M3B,M8,M8A,M8 B M9,M9A,M50,M80 iM9,iM9A,iM50,iM80 Oximax		U410-191P	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-191P	Adulte Souple /3m					D1
		U810-191P	Multi-site /3m					C8


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
EDAN								
EDAN Oximetry M3,M3A,M3B, M8,M8A,M8B M9,M9A,M50,M80 iM8,iM8A,iM8B iM9,iM9A,iM50,iM80 Non-Oximax		U410-29	Adulte /3m	MS109069	N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-29	Adulte Souple /3m					D1
		U810-29	Multi-site /3m					C7
		U403-01	Adulte /1,1m	M3109079	U708-29			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Digital Tech		U410-46D	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-46D	Adulte Souple /3m					D1
		U810-46D	Multi-site /3m					D1
H100B Non Oxymax		U403-01	Adulte /1,1m	MS3109079	N/A	N/A	N/A	C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
H100N Oxymax		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	N/A	N/A	N/A	C5
		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
FUKUDA DENSHI								
DS7100 DS 7300 Oxymax		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	U710-70			C5
		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U803-01XP	Adulte Souple /1,1m	D-YS				C7


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
GE COROMETRICS								
188,129,129F, 128,128F Non Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	M3109079	U708-01			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
120,510,511, 118,556 Non Oximax		Voir ci dessus	Voir ci dessus	Voir ci dessus	U708-25 (4033CAX)			
128 129 Non Oxymax		Voir ci dessus	Voir ci dessus	Voir ci dessus	U708-21			
		U410-21	Adulte /3m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-21	Adulte Souple /3m					D1
		U810-21	Multi-site /3m					C8
Série 250 Oxymax		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	U710X-21			C5
		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U803-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
		Voir Oximax Marquette	Voir Oximax Marquette	Voir Oximax Marquette	N/A	N/A	N/A	

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
GE Critikon								
Dinamap 9700/9701 9702 PLUS, MPS ORTABLE,/COMPACT, Non-Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-01 (EC-8)			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Dinamap,ProSeries V1 Pro 1000 V2 (Nellcor Optional)		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-69 (SCP-10)			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Dinamap,ProCare, ProSeries V2 Pro1000 V3 Oximax		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	U710-70 (DOC-10)			C5
		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U803-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
Dinamap 8700/8710 8720Pulse, Oxyshuttle11 et 2		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	N/A	N/A	N/A	C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
		U410-10	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-10	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-10	Multi-site /3,0m					C8
Dinamap Procare Série V2 Pro 1000 V3 M tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863/LNCS DCI	U708M-15 (2027263-001)			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863/LNCS DCI				D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258/LNCS YI				D2
		U410-15	Adulte /3,0m	LNOP DC-12	N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-15	Adulte Souple /3,0m	LNOP DC-12				D1
		U810-15	Multi-site /3,0m					C8

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
GE Datex Ohmeda Sommaire – SPO2 Capteurs et accessoires – Capteurs SPO2 réutilisables								
AS/3,CS/3, AS/5 (Built in M module) CH/S,CH/RSCG/2S, CARDIOCAPI-II Capnomac Ultima Light monitor Satlite, Oscar Datex tech		U410-09	Adulte /3,0m	OXY-F4-N	N/A	N/A	N/A	C8
		U110-09	Pédiatrique /3,0m					D1
		U410S-09	Adulte Souple /3,0m					D1
		U110S-09	Pédiatrique souple /3,0m					D1
		U210S-09	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-09	Néonat wrap /3,0m					D1
		U610-09	Adulte/neonat wrap /3,0m	OXY-W4-N				C8
		U610B-09	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C8
		U810-09	Multi-site /3,0m	OXY-W4-N				C8
		U910-09	Oreille adulte /3,0m	OXY-E4-N				D1
M-NSAT Module (AS/3,CS/3,S/5) Non Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-69 (MC-10)			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
M-NSAT Module (i4) Oximax		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	U710-70 (DOC-10)			C5
		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U803-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
3700,3710,3770, 3775,Biox3740,3760, 3800,3900,3900P, 4700,5250RGB, Cardiacap/5, S/5, AS/3 (built in Module N- XOSAT) CS/3 (Built in module M-OSAT) Ohmeda		U410-02	Adulte /3,0m	OXY-F4-H	N/A	N/A	N/A	C8
		U110-02	Pédiatrique /3,0m					D1
		U410S-02	Adulte Souple /3,0m					D1
		U110S-02	Pédiatrique souple /3,0m					D1
		U210S-02	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-02	Néonat wrap /3,0m					D1
		U610-02	Adulte/neonat wrap /3,0m	OXY-W4-H				C8
		U610B-02	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m	OXY-W4-H				C8
		U810-02	Multi-site /3,0m	OXY-W4-H				D1



Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
GE Datex Ohmeda								
Ohmeda Tuffsat Ohmeda		U403-02	Adulte /1,1m	OXY-F1-H	N/A	N/A	N/A	C8
		U403S-02	Adulte Souple /1,1m	OXY-F1-H				D1
Ohmeda TruSat Ohmeda TruSat TD +Oxytip+ Technology		U410-60	Adulte /3,0m	OXY-F4-MC	N/A	N/A	N/A	D1
		U110-60	Pédiatrique /3,0m					D2
		U410S-60	Adulte Souple /3,0m	OXY-F4-MC				D2
		U110S-60	Pédiatrique souple /3,0m					D2
		U210S-60	Enfant souple /3,0m					D2
		U310-60	Néonat wrap /3,0m					D2
		U610-60	Adulte/neonat wrap /3,0m	OXY-W4-MC				D1
		U610B-60	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					D1
		U810-60	Multi-site /3,0m					D1
		U910-60	Oreille adulte /3,0m	OXY-E4-MC				D2
AS/3,CS/3, AS/5 (Built in M module) CH/S,CH/RSCG/2S, CARDIOCAPI-II Capnomac Ultima Light monitor Satlite, Oscar Datex tech		U403-09	Adulte /1,1m	OXY-F-DB	U708-09			C3
		U103-09	Pédiatrique /1,1m					C5
		U403S-09	Adulte Souple /1,1m					C5
		U103S-09	Pédiatrique souple /1,1m					C5
		U203S-09	Enfant souple /1,1m					C5
		U303-09	Néonat wrap /1,1m					C5
		U603-09	Adulte/neonat wrap /1,1m	OXY-W-DB				C5
		U603B-09	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m					C5
		U803-09	Multi-site /1,1m					C5
		U903-09	Oreille adulte /1,1m	OXY-E—DB				C5

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
GE Hellige								
Cardioserv Eagle1000-3000 Non Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-55 (30344358)			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
CardioServ Oximax		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	NA (2026751-001)			C5
		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U803-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
SMU,SMK,SMV Ohmeda		Voir au dessus Ohmeda	Voir au dessus Ohmeda	Voir au dessus Ohmeda	N/A	N/A	N/A	
GE Marquette								
Eagle 1000/3000/4000 Dash 2000/3000/4000 Solar 8000/8000M i/9500(Tram 451/451N /851/851N) CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120 (Tran 451/451N) Responder3000 (nellcor optional) Non Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-21 (2006644-001)			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
		U410-21	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U110-21	Pédiatrique /3,0m					D1
		U410S-21	Adulte Souple /3,0m					D1
		U110S-21	Pédiatrique souple /3,0m					D1
		U210S-21	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-21	Néonate wrap /3,0m					D1
		U610-21	Adulte/neonate wrap /3,0m					C8
		U610B-21	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C8
		U810-21	Multi-site /3,0m					D1
		U910-21	Oreille adulte /3,0m					D1



Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
GE Marquette								
Dash2500/Dash 3000/4000/5000 Solar 8000/8000M i/9500 (Tram 451N5/851N5) Corometrics 250 (GE-Oximax*) Ending“ X” can be replaced by “p” for fully compatible with all Oximax oximetry		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	U710X-21 (2021406-001)			C5
		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U803-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
		U410-21P	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
		U110-21P	Pédiatrique /3,0m					D2
		U410S-21P	Adulte Souple /3,0m					D2
		U110S-21P	Pédiatrique souple /3,0m					D2
		U210S-21P	Enfant souple /3,0m					D2
		U310-21P	Néonat wrap /3,0m					D2
		U610-21P	Adulte/neonat wrap /3,0m					D1
		U610B-21P	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					D1
		U810-21P	Multi-site /3,0m					D1
		U910-21P	Oreille adulte /3,0m					D2
7000/7010,Tram 200/400/600/800 Ohmeda Tech.		Voir au dessus Ohmeda	Voir au dessus Ohmeda	Voir au dessus Ohmeda	N/A	N/A	N/A	


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
GE Marquette								
Dash 3000, 4000,5000 Solar 8000/8000M i/9500 (Tram 451M,851M) Cardiolab/Mac-Lab (Tram 451M) Corometrics 259 M tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI	U708M-21 (2027263-002)			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863 LNCS DCI				D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D2
		U410-21M	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U110-21M	Pédiatrique /3,0m					D1
		U410S-21M	Adulte Souple /3,0m					D1
		U110S-21M	Pédiatrique souple /3,0m					D1
		U210S-21M	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-21M	Néonat wrap /3,0m					D1
		U610-21M	Adulte/neonat wrap /3,0m					C8
		U610B-21M	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C8
		U810-21M	Multi-site /3,0m					C8
		U910-21M	Oreille adulte /3,0m					D1
GE Ohmeda Oxytip+								
GE S/5 (i4 E series module built in)		U410-121	Adulte /3,0m	OXY-F4-GE	N/A	N/A	N/A	D1
		U110-121	Pédiatrique /3,0m					D2
		U410S-121	Adulte Souple /3,0m					D2
		U110S-121	Pédiatrique souple /3,0m					D2
		U210S-121	Enfant souple /3,0m					D2
		U310-121	Néonat wrap /3,0m					D2
		U610-121	Adulte/neonat wrap /3,0m					D1
		U610B-121	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					D1
		U810-121	Multi-site /3,0m					D1
		U910-121	Oreille adulte /3,0m					D2

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
GE Ohmeda Oxytip+								
Ohmeda TruSat 3755,37XX series 3800,3900,3900P 4700, 5250 Cardicap/5, S/5,AS/3 (N-XOSAT or M built in) CS/3 (M-OSAT built in) S/5 light, Satlite Puls II Capnomac UltmaS/5 ,Coro 259 TruSignal tech		U403-127	Adulte /1,1m	OXY-F-UN	La référence du prolongateur dépendra du moniteur Voir paragraphe prolongateurs SPO2	La référence du prolongateur dépendra du moniteur Voir paragraphe prolongateurs SPO2		C8
		U103-127	Pédiatrique /1,1m					D1
		U403S-127	Adulte Souple /1,1m	OXY-F-UN				D1
		U103S-127	Pédiatrique souple /1,1m					D1
		U203S-127	Enfant souple /1,1m					D1
		U303-127	Néonats wrap /1,1m					D1
		U603-127	Adulte/neonats wrap /1,1m	OXY-W-UN				C8
		U603B-127	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m	OXY-W-UN				C8
		U803-127	Multi-site /1,1m	OXY-W-UN				D1
		U903-127	Oreille adulte /1,1m	OXY-E-UN				D1
GE Trusignal								
		U403-117	Adulte /1,1m	TS-F-D	La référence du prolongateur dépendra du moniteur Voir paragraphe prolongateurs SPO2	La référence du prolongateur dépendra du moniteur Voir paragraphe prolongateurs SPO2		C8
		U103-117	Pédiatrique /1,1m					D1
		U403S-117	Adulte Souple /1,1m	TS-SA-D				D1
		U103S-117	Pédiatrique souple /1,1m					D1
		U203S-117	Enfant souple /1,1m					D1
		U303-117	Néonats wrap /1,1m					D1
		U603-117	Adulte/neonats wrap /1,1m	TS-W-D				C8
		U603B-117	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m	TS-W-D				C8
		U803-117	Multi-site /1,1m	TS-W-D				C8
		U903-117	Oreille adulte /1,1m	TS-E-D				D1

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif	
Général									
G1B Digital Tech		U403-42D	Adulte /1,1m		N/A	N/A	N/A	C5	
		U403S-42D	Adulte Souple /1,1m					C7	
G2A,G3A,G3C,G3D, G3F,G3G,G3H,G3L, G6A,G6A plus, G9L Digital Tech		U410-65D	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8	
		U410S-65D	Adulte Souple /3,0m					D1	
		U810-65D	Multi-site /3,0m					C8	
Goldway									
UT4000A,UT4000B, UT4000F UT4000ACS		U410-37	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7	
		U410S-37	Adulte Souple /3,0m					C8	
		U810-37	Multi-site /3,0m					C8	
		Voir Nellcor non Oximax	Voir Nellcor non Oximax	1,1m	U708-37				
		Voir Pace Tech	Voir Pace Tech	Voir Pace Tech	N/A	N/A	N/A		
UT4000A,UT4000C, UT4000EUT4000F, UT4000APro UT4000FPro, UT6000A		U410-11	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8	
		U410S-11	Adulte Souple /3,0m					D1	
		U810-11	Multi-site /3,0m					C8	
			Voir Nellcor non Oximax	Voir Nellcor non Oximax	1,1m	U708-11			
			Voir Pace Tech	Voir Pace Tech	Voir Pace Tech	N/A	N/A	N/A	

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Goldway								
3100		U410-61D	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-61D	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-61D	Multi-site /3,0m					D1
UT4000B UT4000F		U410-67D	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-67D	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-67D	Multi-site /3,0m					C8
Oximax		U410-38P	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-38P	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-38P	Multi-site /3,0m					D1
UT6000A G3 Philips Tech		U410-91	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-91	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-91	Multi-site /3,0m					C8
Guoteng								
PM300		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	N/A	N/A	N/A	C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m					C5
		U410-171	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-171	Adulte Souple /3,0m					D1
GT3000,GT5000 GT6000G,GT7000 GT9000,GT9002		U410-179	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-179	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-179	Multi-site /3,0m					C7

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Infinium Medical								
OmniOne, Omni II Omni III Infitron		U410-97D	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-97D	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-97D	Multi-site /3,0m					C8
DRE Waveline Pro Digital Tech		U410-137D	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-137D	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-137D	Multi-site /3,0m					C8
DRE Waveline Pro+		U410-147	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-147	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-147	Multi-site /3,0m					C7
Innocare								
VET-Multi-Parameter		U410-204	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-204	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-204	Multi-site /3,0m					C7
IVY								
405A-405D Non Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U710-85			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
405P,405T Non Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-01			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Vital-Guard 450CN(M) M tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI	U708M-15			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863 LNCS DCI				D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D2

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
IVY								
Vital-Guard 450CN(M) M tech		U410-15	Adulte /3,0m	LNOP DC-12	N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-15	Adulte Souple /3,0m	LNOP DC-12				D1
		U810-15	Multi-site /3,0m					C8
Jettem								
BD-6000 BD-9000		U410-174	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-174	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-174	Multi-site /3,0m					C7
JNR								
DS-100		U410-188	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-188	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-188	Multi-site /3,0m					C8
Kontron								
7840,7845,Minimon 7337Micromon, Supermon,Kolormon, Trakmon		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-13			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Non Oximax		U410-13	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-13	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-13	Multi-site /3,0m					C8
7150,7850 IVY 2000 (M)		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-01			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-53			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Lohmeier								
		U410-64	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-64	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-64	Multi-site /3,0m					D1
M technologie								
Rad-8 Rad-5/Rad-5v SatShare		U403-125	Adulte /1,1m	1269 LNOP DCI				C7
		U103-125	Pédiatrique /1,1m	1276 LNOP DCIP				C8
		U403S-125	Adulte Souple /1,1m	1269 LNOP DCI				C8
		U103S-125	Pédiatrique souple /1,1m	1276 LNOP DCIP				C8
		U203S-125	Enfant souple /1,1m					C8
		U303-125	Néonat wrap /1,1m					C8
		U603-125	Adulte/neonat wrap /1,1m					C7
		U603B-125	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m					C7
		U803-125	Multi-site /1,1m	1504 LNOP YI				C7
		U903-125	Oreille adulte /1,1m	LNOP TC-I				C8
		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI				D2
		U103-49	Pédiatrique /1,1m	1864 LNCS DCIP				C6
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863 LNCS DCI				D2
		U103S-49	Pédiatrique souple /1,1m					C6
		U203S-49	Enfant souple /1,1m					C6
		U303-49	Néonat wrap /1,1m					C6
		U603-49	Adulte/neonat wrap /1,1m					C4
		U603B-49	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m					C4
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D2
		U903-49	Oreille adulte /1,1m	LNCS TC-I				C6


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
M technology								
M Tech		U410-15	Adulte /3,0m	LNOP DCSC	N/A	N/A	N/A	C8
		U110-15	Pédiatrique /3,0m	LNOP DC-12				D1
		U410S-15	Adulte Souple /3,0m					D1
		U110S-15	Pédiatrique souple /3,0m	LNOP DC-12				D1
		U210S-15	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-15	Néonat wrap /3,0m					D1
		U610-15	Adulte/neonat wrap /3,0m					C8
		U610B-15	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C8
		U810-15	Multi-site /3,0m					C8
		U910-15	Oreille adulte /3,0m					D1
MDE Invivo								
Escort 1 Escort 300 Non Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U710-85			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
20300,20401,20403, Prism Non Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U710-85			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Millenia, Escort,(M) M10TM,M12TM, M8TM M Tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI	U708M-15			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863 LNCS DCI				D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D2
		U410-15	Adulte /3,0m	LNOP DC-12	N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-15	Adulte Souple /3,0m	LNOP DC-12				D1
		U810-15	Multi-site /3,0m					C8

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
MDE Invivo								
4500, ,Omni Track Omeg 1445Millennia		U410-14	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-14	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-14	Multi-site /3,0m					C8
4500, ,Omni Track Omeg 1445Millennia		U410-14M	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-14M	Adulte Souple /3,0m					D1
		M Tech	U810-14M	Multi-site /3,0m				
Medtronic – Physio Control								
Lifepak 12		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-01			C3
Non Oximax		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Lifepak 12, 20 (M)		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI	U708M-15			D2
M tech		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863 LNCS DCI				D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D2
		U410-15	Adulte /3,0m	LNOP DC-12	N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-15	Adulte Souple /3,0m	LNOP DC-12				D1
		U810-15	Multi-site /3,0m					C8
Medlab								
NANOX 10 POX 10 Perarl 10		U403-06	Adulte /1,1m	3044	U708-76			C3
BCI		U403S-06	Adulte Souple /1,1m					C5
		U803-06	Multi-site /1,1m	3043				C3

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
MEK								
MCP100,110,400,1000		U410-26	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C6
		U410S-26	Adulte Souple /3,0m					C7
		U810-26	Multi-site /3,0m					C6
Non Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-56			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
		U410-56	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-56	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-56	Multi-site /3,0m					C8
Mennen								
Envoy		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-54			C3
Non Oximax		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Horizon 1100,2000XL Mercury,MR1300		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U710-85			C3
non Oximax		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Horizon XL,Mercury 1200,MR1300		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-24			C3
non Oximax		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Horizon XL		U410-02	Adulte /3,0m	OXY-F4-H	N/A	N/A	N/A	C8
Ohmeda		U410S-02	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-02	Multi-site /3,0m	OXY-F4-H				D1


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif	
Mennen									
Horizon,Envoy, Vitalogik (M) M Tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI	U708M-59			D2	
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m					D2	
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D2	
Mindray									
509B, MEC-1000, MEC-1200 New PM6000 PM7000/8000/9000, VS 800,PM600 PM9000 Express Mindray Tech		U410-29	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8	
		U110-29	Pédiatrique /3,0m					D1	
		U410S-29	Adulte Souple /3,0m					D1	
		U110S-29	Pédiatrique souple /3,0m					D1	
		U210S-29	Enfant souple /3,0m					C8	
		U310-29	Néonat wrap /3,0m					C8	
		U610-29	Adulte/neonat wrap /3,0m					C7	
		U610B-29	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C7	
		U810-29	Multi-site /3,0m					C7	
		U910-29	Oreille adulte /3,0m					C8	
		U403-01	Adulte /1,1m	512D	U708-29 (0010-20-42594)			C3	
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5	
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5	
	PM-5000,PM 6000 PM-8000 Mindray Tech		U403-01	Adulte /1,1m	512D	U708-22 (0515-30-11221)			C3
			U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
			U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
			U410-22	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
			U410S-22	Adulte Souple /3,0m					D1
			U810-22	Multi-site /3,0m					C8

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Mindray								
PM-6000 M Tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI	U708M-22 (0010-30-12452)			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m					D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D2
		U410-22M	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-22M	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-22M	Multi-site /3,0m					C8
New PM-6000, PM-8000 M tech		U410-29M	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-29M	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-29M	Multi-site /3,0m					C7
New PM-6000 PM7000,8000,9000 PM-9000 Express VS 800 New PM6000 M tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI	U708M-30			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m					D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D2
		U410-30M	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-30M	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-30M	Multi-site /3,0m					C7
New PM-6000 PM7000,8000,9000 VS 800 PM-9000 Express Oximax		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	U710X-180			C5
		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U803-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
		U410-180P	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-180P	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-180P	Multi-site /3,0m					C8

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Mindray								
Beneview T5/T8		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-48			C3
Mindray Tech		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
		U410-48	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
U410S-48		Adulte Souple /3,0m		D1				
U810-48		Multi-site /3,0m		C8				
Beneview T5/T8		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	U710X-48			C5
Oximax		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U803-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
Beneview T5/T8		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI	U708M-48			D2
M Tech		U403S-49	Adulte Souple /1,1m					D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D4
503,507,508, 509,PM9000		U410-05	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
Criticare tech		U410S-05	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-05	Multi-site /3,0m					C8
500A,509B, PM9000		U410-31	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
BCI		U410S-31	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-31	Multi-site /3,0m					C8
PM-50,PM-60		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	N/A	N/A	N/A	C3
Non-Oximax		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif		
Minolta										
PULSOX-300 PULSOX-300i		U401-105	Adulte /0,3m	SR-5C	N/A	N/A	N/A	C8		
		U401S-105	Adulte Souple /0,3m	SR-5C				D1		
M&B										
MB526,MB526+,MB526T8,MB526T12,MB526+tw,MB800,CD2000,CD2000+		U410-92	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7		
		U410S-92	Adulte Souple /3,0m					C8		
		U810-92	Multi-site /3,0m					C7		
CD2000,CD2000+		U410-92P	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8		
Oximax tech		U410S-92P	Adulte Souple /3,0m					D1		
		U810-92P	Multi-site /3,0m					C8		
Nellcor - Tyco										
NPB 40, NPB20, NPB75 NPB 180, NPB 185, NPB-190, NPB-195, NPB 3900, NPB 4000 Non-Oximax+		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U704-01 U708-01			C3		
		U103-01	Pédiatrique /1,1m	OXY-P/I				C5		
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5		
		U103S-01	Pédiatrique souple /1,1m	OXY-P/I				C5		
		U203S-01	Enfant souple /1,1m	OXY-P/I				C5		
		U303-01	Néonate wrap /1,1m	OXY-A/N				C5		
		U603-01	Adulte/neonate wrap /1,1m	D-YS				C3		
		U603B-01	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m	OXY-A/N				C3		
		U803-01	Multi-site /1,1m	OXY-P/I				C5		
		U903-01	Oreille adulte /1,1m	D-YS+YSE				C5		

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Nellcor-Tyco								
NPB 40, NPB20, NPB75 NPB 180, NPB 185, NPB-190, NPB-195, NPB 3900, NPB 4000 Non-Oximax+		U410-01	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C5
		U110-01	Pédiatrique /3,0m					C7
		U410S-01	Adulte Souple /3,0m					C7
		U110S-01	Pédiatrique souple /3,0m					C7
		U210S-01	Enfant souple /3,0m					C7
		U310-01	Néonat wrap /3,0m					C7
		U610-01	Adulte/neonat wrap /3,0m					C7
		U610B-01	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C5
		U810-01	Multi-site /3,0m					C5
		U910-01	Oreille adulte /3,0m					C7
N-100,N-200		Voir ci dessus	Voir ci dessus	Voir ci dessus	U710-85			
N550,N560,N595, N600,N751, N5500		Voir Nellcor Oximax	Voir Nellcor Oximax	Voir Nellcor Oximax	U710-70			
NPB3000-3100, Symphony, NPB-290, NPB-295, NPB-395		Voir ci dessus	Voir ci dessus	Voir ci dessus	U708-69			

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Nellcor-Tyco								
		U410-69	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U110-69	Pédiatrique /3,0m					D1
		U410S-69	Adulte Souple /3,0m					D1
		U110S-69	Pédiatrique souple /3,0m					D1
		U210S-69	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-69	Néonat wrap /3,0m					D1
		U610-69	Adulte/neonat wrap /3,0m					C8
		U610B-69	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C8
		U810-69	Multi-site /3,0m					C8
		U910-69	Oreille adulte /3,0m					D1
N-65 Oximax		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	N/A	N/A	N/A	C5
		U103-01XP	Pédiatrique /1,1m	OXY-P/I				C7
		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	OXY-A/N				C7
		U103S-01XP	Pédiatrique souple /1,1m	OXY-P/I				C7
		U203S-01XP	Enfant souple /1,1m	OXY-P/I				C7
		U303-01XP	Néonat wrap /1,1m	OXY-A/N				C7
		U603-01XP	Adulte/neonat wrap /1,1m	OXY-A/N				C5
		U603B-01XP	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m	OXY-P/I				C5
		U803-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
		U903-01XP	Oreille adulte /1,1m	D-YS+YSE				C7
		Voir Nellcor Non Oximax	Voir Nellcor Non Oximax	Voir Nellcor Non Oximax	U701-01X			

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Neusoft								
NSC series		U410-78P	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
Oximax Tech		U410S-78P	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-78P	Multi-site /3,0m					D1
		U410-107	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-107	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-107	Multi-site /3,0m					C7
New Tech								
Pulse Oximer NT1A,NT1B,NT1D		U403-42D	Adulte /1,1m		N/A	N/A	N/A	C5
Digital Sensor		U403S-42D	Adulte Souple /1,1m					C7
Patient monitor		U410-65D	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
Digital sensor		U410S-65D	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-65D	Multi-site /3,0m					C8
NT2A,NT2C		U410-165D	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-165D	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-165D	Multi-site /3,0m					D1
NT3A,NT3B, NT3E,NT3F, NT3B60		U410-167	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-167	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-167	Multi-site /3,0m					C8
NT3A,NT3B, NT3E,NT3F,NT3B60		U410-173D	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
Digital Tech		U410S-173D	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-173D	Multi-site /3,0m					D1

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Nihon Kohden								
BSM-1101/2101 /23101 7100,7200, OLV-1100 ALife scope		U410-16	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U110-16	Pédiatrique /3,0m					D1
		U410S-16	Adulte Souple /3,0m					D1
		U110S-16	Pédiatrique souple /3,0m					D1
		U210S-16	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-16	Néonat wrap /3,0m					D1
		U610-16	Adulte/neonat wrap /3,0m					C8
		U610B-16	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C8
		U810-16	Multi-site /3,0m					C8
		U910-16	Oreille adulte /3,0m					D1
Lifescope S, BSS-9800 Lifescope M, BSM 9510 Lifescope P BSM 4100 Life scope A, BSM 5100 Lifescope L, BSM 2350 Lifescope I BSM 2301K, 2303K		U405-16	Adulte /1,5m	TL-201T	U710-36			C7
		U105-16	Pédiatrique /1,5m					C8
		U405S-16	Adulte Souple /1,5m					C8
		U105S-16	Pédiatrique souple /1,5m					C8
		U205S-16	Enfant souple /1,5m					C8
		U305-16	Néonat wrap /1,5m					C8
		U605-16	Adulte/neonat wrap /1,5m					C7
		U605B-16	Pédiatrique / Enfant wrap /1,5m					C7
		U805-16	Multi-site /1,5m	TL-220T				C8
		U905-16	Oreille adulte /1,5m					C8
OPV-1500		Voir au dessus	Voir au dessus	Voir au dessus	U710-106			

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Nihon Kohden								
Lifescopé S, BSS-9800 Lifescopé M, BSM 9510 Lifescopé P BSM 4100 Life scope A, BSM 5100 Lifescopé L, BSM 2350 Lifescopé I BSM 2301K, 2303K		U410-36	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
		U110-36	Pédiatrique /3,0m					D2
		U410S-36	Adulte Souple /3,0m					D2
		U110S-36	Pédiatrique souple /3,0m					D2
		U210S-36	Enfant souple /3,0m					D2
		U303-36	Néonat wrap /3,0m					D2
		U610-36	Adulte/neonat wrap /3,0m					D1
		U610B-36	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					D1
		U810-36	Multi-site /3,0m					D1
		U910-36	Oreille adulte /3,0m					D2
Nonin								
8500 2500 9840 Avant 4000,9600, 9700 Avant 2120 PulseSense Model 7500,7500FO Nonin		U403-08	Adulte /1,1m	8000AA	N/A	N/A	N/A	C5
		U103-08	Pédiatrique /1,1m	8000AP				C5
		U403S-08	Adulte Souple /1,1m	8000SL				C7
		U103S-08	Pédiatrique souple /1,1m	8000SM				C5
		U203S-08	Enfant souple /1,1m					C5
		U303-08	Néonat wrap /1,1m					C5
		U603-08	Adulte/neonat wrap /1,1m					C5
		U603B-08	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m					C3
		U803-08	Multi-site /1,1m					C3
		U903-08	Oreille adulte /1,1m	8000Q2				C5
		U410-08L	Adulte /3,0m					C5

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Nonin								
8600		Voir ci dessus	Voir ci dessus	Voir ci dessus	NF	NF		
8604		Voir ci dessus	Voir ci dessus	Voir ci dessus	U708-08			
		U410-08	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
Avant 4000 Wearable Digital Pulse Oximetry		U401-146	Adulte /0,3m		N/A	N/A	N/A	D1
		U101-146	Pédiatrique /0,3m					D1
		U401S-146	Adulte Souple /0,3m					D1
		U101S-146	Pédiatrique souple /0,3m					D1
Novametrix								
512/513/710/715, MARS		U403-73	Adulte /1,1m		N/A	N/A	N/A	C5
		U103-73	Pédiatrique /1,1m					C7
		U403S-73	Adulte Souple /1,1m					C7
		U103S-73	Pédiatrique souple /1,1m					C7
		U203S-73	Enfant souple /1,1m					C7
		U303-73	Néonat wrap /1,1m					C7
		U603-73	Adulte/neonat wrap /1,1m					C5
		U603B-73	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m					C5
		U803-73	Multi-site /1,1m					C5
		U903-73	Oreille adulte /1,1m					C7



Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Novametrix								
		U403-103	Adulte /1,1m		N/A	N/A	N/A	C8
		U103-103	Pédiatrique /1,1m					D1
		U403S-103	Adulte Souple /1,1m					D1
		U103S-103	Pédiatrique souple /1,1m					D1
		U203S-103	Enfant souple /1,1m					D1
		U303-103	Néonat wrap /1,1m					D1
		U603-103	Adulte/neonat wrap /1,1m					C8
		U603B-103	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m					C8
		U803-103	Multi-site /1,1m					C8
		U903-103	Oreille adulte /1,1m					D1
505/510/511 /515/B/C/520 7000/7100,Oxypleth Novametrix		U410-03	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U110-03	Pédiatrique /3,0m					D1
		U410S-03	Adulte Souple /3,0m					D1
		U110S-03	Pédiatrique souple /3,0m					D1
		U210S-03	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-03	Néonat wrap /3,0m					D1
		U610-03	Adulte/neonat wrap /3,0m					C8
		U610B-03	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C8
		U810-03	Multi-site /3,0m					C8
		U910-03	Oreille adulte /3,0m					D1

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Pace Tech / Generra								
		Voir Nellcor Non OxImax	Voir Nellcor Non OxImax	Voir Nellcor Non OxImax	U708-38			
		U410-38	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-38	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-38	Multi-site /3,0m					C7
		Voir Nellcor Non OxImax	Voir Nellcor Non OxImax	Voir Nellcor Non OxImax	U708-39			
		U410-39	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-39	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-39	Multi-site /3,0m					C8
Médiaid/Palco								
M300/M305/340, M5305/M5340		U410-18	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U110-18	Pédiatrique /3,0m					D1
		U410S-18	Adulte Souple /3,0m					D1
		U110S-18	Pédiatrique souple /3,0m					D1
		U210S-18	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-18	Néonat wrap /3,0m					D1
		U610-18	Adulte/neonat wrap /3,0m					C8
		U610B-18	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C8
		U810-18	Multi-site /3,0m					D1

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Médiaid/Palco								
M30/40,M100,M130, M900,M960P, M6 Aster,M4 Nova, M1000		U410-148	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1,3
		U110-148	Pédiatrique /3,0m					D1,6
		U410S-148	Adulte Souple /3,0m					D1,6
		U110S-148	Pédiatrique souple /3,0m					D1,6
		U210S-148	Enfant souple /3,0m					D1,6
		U310-148	Néonat wrap /3,0m					D1,6
		U610-148	Adulte/neonat wrap /3,0m					D1,3
		U610B-148	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					D1,3
		U810-148	Multi-site /3,0m					D1,6
Philips / HP								
78352C,78354C, 78834C,M1020A, M1025B,M1025A, M1350B,M1772A/B, M1732A/B,M2475B Non-Oximax		U410-20	Adulte /3,0m	M1190A	N/A	N/A	N/A	C8
		U110-20	Pédiatrique /3,0m					D1
		U410S-20	Adulte Souple /3,0m	M1190A				D1
		U110S-20	Pédiatrique souple /3,0m					D1
		U210S-20	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-20	Néonat wrap /3,0m					D1
		U610-20	Adulte/neonat wrap /3,0m					C8
		U610B-20	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C8
		U810-20	Multi-site /3,0m					C8
		U910-20	Oreille adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
A1,A3 Non Oximax		Voir Nellcor Non Oximax	Voir Nellcor Non Oximax	Voir Nellcor Non Oximax	U708-01			


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Philips /HP								
C1,C3,M3,M4, VirDia, MP20,MP30, MP40/50/60/70/90. VM4,VM6,VM8		VOIR CAPTEUR PHILIPS			U708-41			
Philips		Voir Nellcor Non Oximax	Voir Nellcor Non Oximax	Voir Nellcor Non Oximax	U708-43			
MP20/30/40/50 PM60/70/90 VN4,VM6,VM8 Oximax		U403-01P	Adulte /1,1m	DS100A	U710X-43			C8
		U403S-01P	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C8
		U803-01P	Multi-site /1,1m	D-YS				C8
MP20/30/40/ PM50/60/70/90 VN4,VM6,VM8 M tech		VOIR CAPTEUR M TECH			U708M-43			
		U410-91M	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-91M	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-91M	Multi-site /3,0m					D1
MP20/30/40/50/60 70/90/VN4,VM6,VM8 Oximax		U410-91P	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-91P	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-91P	Multi-site /3,0m					D1
Non Oximax		U410-01	Adulte /3,0m		U710X-43			C5
		U410S-01	Adulte Souple /3,0m					C7
		U810-01	Multi-site /3,0m					C5
Oximax		U410-01XP	Adulte /3,0m		U708-41			C7
		U410S-01XP	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-01XP	Multi-site /3,0m					C7

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Philips /HP								
78352C,78354C,78834C,M1020A,M1025B,M1025A,M1350B,M1772A/B,M1732A/B,M2475B Non-Oximax		U403-91	Adulte /1,1m	M1196A	U708-40			C8
		U410-91	Adulte / 3m					
		U103-91	Pédiatrique /1,1m	M1192A				D1
		U403S-91	Adulte Souple /1,1m	M1191A				D1
		U410S-91	Adulte Souple / 3m					
		U103S-91	Pédiatrique souple /1,1m	M1192A				D1
		U203S-91	Enfant souple /1,1m	M1195A				D1
		U303-91	Néonat wrap /1,1m	M1193A				D1
		U603-91	Adulte/neonat wrap /1,1m					C8
		U603B-91	Pédiatrique / Enfant wrap /1,1m					C8
	803-91	Multi-site /1,1m		D1				
	U903-91	Oreille adulte /1,1m		D1				
		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-20			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
U803-01		Multi-site /1,1m	D-YS	C5				
Risingmed								
RPM-9000A		U410-217	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-217	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-217	Multi-site /3,0m					C7
		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-217			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
RGB mediacI								
BCI		U403-06	Adulte /1,1m	3044	U708-76			C3
		U403S-06	Adulte Souple /1,1m					C5
		U803-06	Multi-site /1,1m	3078				C5
Schiller ODM/Bruker								
Propaq CS, Encore Series, Atlas		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-01			C3
non-Oximax		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
TM 910-Defigard 500(M)		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-63			C3
(non-Oximax)		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
Argus VCM		U403-01XP	Adulte /1,1m	DS100A	U710-70			C5
Oximax		U403S-01XP	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C7
		U803-01XP	Multi-site /1,1m	D-YS				C7
CM8 SM783,784,785, TM910		VOIR CAPTEUR RGB Medical			U708-17			
		U410-17	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-17	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-17	Multi-site /3,0m					C8


Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Schiller ODM/Bruker								
TM7,Argus LCM, M tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI	U708M-17			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863 LNCS DCI				D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D2
		U410-17M	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-17M	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-17M	Multi-site /3,0m					C8
Propaq CS, Encore, Micropaq (New) (M) M tech		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI	U708M-15			D2
		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863 LNCS DCI				D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D2
		U410-15	Adulte /3,0m	LNOP DC-12	N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-15	Adulte Souple /3,0m	LNOP DC-12				D1
		U810-15	Multi-site /3,0m					C8
Spacelabs								
90419/01,90651A/07 , 90501, Ultraview 90496 Novametrix		U410-03	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U110-03	Pédiatrique /3,0m					D1
		U410S-03	Adulte Souple /3,0m					D1
		U110S-03	Pédiatrique souple /3,0m					D1
		U210S-03	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-03	Néonat wrap /3,0m					D1
		U610-03	Adulte/neonat wrap /3,0m					C8
		U610B-03	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C8
		U810-03	Multi-site /3,0m					C8
		U910-03	Oreille adulte /3,0m					D1

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Spacelabs								
90351-0/6,90465, 90466, 90456,PC express Non-Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-04			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
		U410-04	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U110-04	Pédiatrique /3,0m					D1
		U410S-04	Adulte Souple /3,0m					D1
		U110S-04	Pédiatrique souple /3,0m					D1
		U210S-04	Enfant souple /3,0m					D1
		U310-04	Néonat wrap /3,0m					D1
		U610-04	Adulte/neonat wrap /3,0m					C8
		U610B-04	Pédiatrique / Enfant wrap /3,0m					C8
		U810-04	Multi-site /3,0m					C8
		U910-04	Oreille adulte /3,0m					D1
Ultraview Non-Oximax		U403-01	Adulte /1,1m	DS100A	U708-74			C3
		U403S-01	Adulte Souple /1,1m	DS100A				C5
		U803-01	Multi-site /1,1m	D-YS				C5
		U410-74	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-74	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-74	Multi-site /3,0m					D1
Ultraview M Tech		U410-74M	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-74M	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-74M	Multi-site /3,0m					D1

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Spacelabs								
Ultraview		U410-74P	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
Oximax		U410S-74P	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-74P	Multi-site /3,0m					D1
PRO2		U403-06	Adulte /1,1m		N/A	N/A	N/A	C3
BCI		U403S-06	Adulte Souple /1,1m					C5
		U803-06	Multi-site /1,1m					C3
Takaoka								
Takaoka 9504, 9504ECG, Oxipani , Oxifast		U410-99	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-99	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-99	Multi-site /3,0m					C7
Uray								
UR-8000 UR-9000		U410-143	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-143	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-43	Multi-site /3,0m					C7
Zoll								
M series AED		U403-49	Adulte /1,1m	1863 LNCS DCI	U708M-15			D2
M tech		U403S-49	Adulte Souple /1,1m	1863 LNCS DCI				D2
		U803-49	Multi-site /1,1m	2258 LNCS YI				D2
	U410-15	Adulte /3,0m	LNOP DC-12	N/A	N/A	N/A	C8	
	U410S-15	Adulte Souple /3,0m	LNOP DC-12				D1	
	U810-15	Multi-site /3,0m					C8	

Marque Type	Type de connecteur	Référence	Caractéristiques	Ref Fabricant	Prolongateur	Type Fiche Moniteur	Type Fiche Capteur	Code Tarif
Zondan								
Apollo N2, Apollo N4 Apollo N5 (M tech optional) DS120C		U410-45	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-45	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-45	Multi-site /3,0m					C7
ZD120B ZD120D ZD120E Digital Tech		U410-66D	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-66D	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-66D	Multi-site /3,0m					C8
ZD120D/ZD120E		U410-45	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C7
		U410S-45	Adulte Souple /3,0m					C8
		U810-45	Multi-site /3,0m					C7
Apollo N1/N2/N3/N4/N5		U410-210M	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	D1
		U410S-210M	Adulte Souple /3,0m					D2
		U810-210M	Multi-site /3,0m					D1
Unicare								
Digital tech		U410-66D	Adulte /3,0m		N/A	N/A	N/A	C8
		U410S-66D	Adulte Souple /3,0m					D1
		U810-66D	Multi-site /3,0m					C8

2-Capteurs SPO_2 à usage unique



TruSignal+ Disposable Sensor



Longueur du câble : 0.9m


Conditionnement : par boîte de 24 pièces

Références Fabricant	Référence Capteur Adhésif	Référence capteur Non Adhésif	Type de patient	Connecteur	Code Tarif	Prolongateur adapté
Nellcor Non Oximax						
D25	U503-01	N543-01	Adulte (>30Kg)		A7,1	1- Câble standard
D20	U523-01	N533-01	Enfant (15-40Kg)		A7,1	2- U701-01X ou U701-01P(oxymax)
I20	U533-01	N533-01	Pédiatrique (1-15Kg)		A7,1	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
N25	U543-01	N543-01	Neonat (<3Kg)		A7,1	
Nellcor Oxymax						
	U533-01XP	N533-02	Pédiatrique (1-15Kg)		A7,1	1- Câble standard
	U543-01XP	N533-02	Neonat (<3Kg)		A7,1	2- U701-01X ou U701-01P(oxymax) Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
Ohmeda						
SAS-AF	U503-02	N543-02	Adulte (>30Kg)		A7,1	U708-72
SAS-AP	U523-02	N533-02	Enfant (15-40Kg)		A7,1	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
SAS-AP	U533-02	N533-02	Pédiatrique (1-15Kg)		A7,1	
SAS-AF	U543-02	N543-02	Neonat (<3Kg)		A7,1	
Nonin						
6000CA/7000A	U503-08	N543-08	Adulte (>30Kg)		A7,1	Câble standard
6000CP/7000P	U523-08	N533-08	Enfant (15-40Kg)		A7,1	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
6000CI/7000I	U533-08	N533-08	Pédiatrique (1-15Kg)		A7,1	
6000CN/7000N	U543-08	N543-08	Neonat (<3Kg)		A7,1	
Criticare						
570SD	U503-05	N543-05	Adulte (>30Kg)		A7,1	Câble standard
571SD	U523-05	N533-05	Enfant (15-40Kg)		A7,1	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
572SD	U533-05	N533-05	Pédiatrique (1-15Kg)		A7,1	
573SD	U543-05	N543-05	Neonat (<3Kg)		A7,1	

Références Fabricant	Référence Capteur Adhésif	Référence capteur Non Adhésif	Type de patient	Connecteur	Code Tarif	Prolongateur adapté
Nihon Kohden						
TL-251T	U503-16	N543-16	Adulte (>30Kg)		A7,1	Câble standard
TL-252T	U523-16	N533-16	Enfant (15-40Kg)		A7,1	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
TL-252T	U533-16	N533-16	Pédiatrique (1-15Kg)		A7,1	
TL-253T	U543-16	N543-16	Neonat (<3Kg)		A7,1	
BCI						
1300	U503-06	N543-06	Adulte (>30Kg)		B1	Câble standard
1301	U523-06	N533-06	Enfant (15-40Kg)		B1	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
1302	U533-06	N533-06	Pédiatrique (1-15Kg)		B1	
1303	U543-06	N543-06	Neonat (<3Kg)		B1	
Datex						
SAS-AF	U503-09	N543-09	Adulte (>30Kg)		B1	Câble standard
SAS-AP	U523-09	N533-09	Enfant (15-40Kg)		B1	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
SAS-AP	U533-09	N533-09	Pédiatrique (1-15Kg)		B1	
SAS-AF	U543-09	N543-09	Neonat (<3Kg)		B1	
Datascopes						
0998-00-0076-05	U503-07	N543-07	Adulte (>30Kg)		B2	Câble standard
0998-00-0076-04	U523-07	N533-07	Enfant (15-40Kg)		B2	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
0998-00-0074-03	U533-07	N533-07	Pédiatrique (1-15Kg)		B2	
0998-00-0074-04	U543-07	N543-07	Neonat (<3Kg)		B2	
Novametrix						
AS110	U503-03	N543-03	Adulte (>30Kg)		B2	U708-03
AS120	U523-03	N533-03	Enfant (15-40Kg)		B2	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
AS120	U533-03	N533-03	Pédiatrique (1-15Kg)		B2	
AS140	U543-03	N543-03	Neonat (<3Kg)		B2	

Références Fabricant	Référence Capteur Adhésif	Référence capteur Non Adhésif	Type de patient	Connecteur	Code Tarif	Prolongateur adapté
GE Oxytip+						
OXY-AP-10	U503-127	N543-127	Adulte (>30Kg)		B4	Câble standard
OXY-AP-10	U523-127	N533-127	Enfant (15-40Kg)		B4	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
OXY-AP-10	U533-127	N533-127	Pédiatrique (1-15Kg)		B4	
OXY-AP-10	U543-127	N543-127	Neonat (<3Kg)		B4	
GE TrueSignal+						
TS-AF-10	U503-117	N543-117	Adulte (>30Kg)		B4	Câble standard
TS-AF-10	U523-117	N533-117	Enfant (15-40Kg)		B4	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
TS-AF-10	U533-117	N533-117	Pédiatrique (1-15Kg)		B4	
TS-AF-10	U543-117	N543-117	Neonat (<3Kg)		B4	
MEK						
	U503-26	N543-26	Adulte (>30Kg)		B2	Câble standard
	U523-26	N533-26	Enfant (15-40Kg)		B2	Se référer à la section Capteur SPO2 réutilisable
	U533-26	N533-26	Pédiatrique (1-15Kg)		B2	
	U543-26	N543-26	Neonat (<3Kg)		B2	

TrueSignal + Capteur à usage unique



3-Prolongateurs SPO₂



Références	Référence fabricant	Tech. Capteur	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Capteur	Code Tarif
Artema						
U708-80	59831-0	Nellcor, non Oximax	2,2m			C3
BCI						
U708-76		BCI	2,2m			B8
U708-06		BCI	2,2m			B8
Biolight						
U710X-51		Nellcor Oximax	3,0m			C3
U708-68		Capteur Digital	2,2m			C3
Bionet						
U708-58		Nellcor, non Oximax	2,2m			B8
U708-108		Bionet	2,2m			C3

Références	Référence fabricant	Tech. Capteur	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Capteur	Code Tarif
Criticare						
U708-05	518LD	CSI	2,2m			C3
U708-75	518DD	CSI	2,2m			
Datascope						
U708-07	0012-00-0516-02	DATASCOPE	2,2m			C3
Dolphin						
U708-50		Capteur Digital Dolphin	2,2m			C3
Dräger						
U708-28	5720084	Nellcor, non Oximax	2,2m			D4
Edan						
U708X-191	MS1-30131 (M9,M9A,M8,M8AM8B)	Nellcor Oximax	2,2m			C3
U708-29	M13-30691 (M9,M9A,M8,M8AM8B, M3, M3B)	EDAN Oxymétrie	2,2m			
GE Healthcare						
U708-21	2006644-001 E9004GE	Nellcor, non Oximax	2,2m			C3
U710X-21	2021406-001	Nellcor, Oximax	3,0m			

Références	Référence fabricant	Tech. Capteur	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Capteur	Code Tarif
GE Healthcare						
U708M-21	LNC-10-GE 2027263-002 (REF 2016)	Mtech (Masimo LNCS)	2,2m			C3
U708M-21P	20169041-001	M tech (Masimo LNOP)	2,2m			C7
U708-09	OXY-C3	Datex	2,2m			C3
U708-81	Datex>>Oxytip avec OXY-C3	Oxytip	2,2m			C5
U708-55	30344358	Hellige(Nellcor)	2,2m			C3
U708-25	4033CAX	Corometric (Nellcor)	2,2m			C3
U708-72	Tous capteur Ohmeda	Ohmeda avec capteur jetable U500 ouN500	2,2m			C3
U708-160	OXY-MC3	GE Oxytip+sensor	2,2m			C7
U708-102 U704-102	OXY-OL3	GE Oxytip+sensor	2,2m 1,1m			C5
U708-209	OXY-SL3	GE Oxytip+sensor	2,2m			C5
U708-121 U710-121	OXY-ES3	GE Oxytip+sensor	2,2m 3,0m			C7
U708-81 U701-81	OXY-SLA OXY-SLC	GE Oxytip+sensor	2,2m 0,3m			C5


Références	Référence fabricant	Tech. Capteur	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Capteur	Code Tarif
GE Healthcare						
U708-111	TS-G3	GE Oxytip+sensor	2,2m			C5
U708-112	TS-H3	GE Oxytip+sensor	2,2m			C5
U708-116	TS-M3	GE Oxytip+sensor	2,2m			C7
U708-119	TS-N3	GE Oxytip+sensor	2,2m			C5
Goldway						
U708-11		Nellcor non Oxymax	2,2m			C3
U708-37		Nellcor non Oxymax	2,2m			B8
U708-38		Nellcor non Oxymax	2,2m			B8
U710X-38		Nellcor Oxymax	3,0m			C3


Références	Référence fabricant	Tech. Capteur	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Capteur	Code Tarif	
Invivo							
U708-14		Nellcor, non Oximax	2,2m			C3	
U708M-14		Masimo LNCS	2,2m				
Kontron							
U708-13		Nellcor, non Oximax	2,2m			C3	
U708-53		Nellcor, non Oximax	2,2m				
M Technology							
U708-15	M technologie	(Masimo) Nellcor non Oximax	2,2m			C3	
U708M-15	LNCS LNC-4 REF:2017 LNC-10 REF:1814 LNC-14 REF:2013	Masimo LNCS	2,2m				C3
U708M-15P	PC 04/ PC 08/ PC 12	Masimo LNOP	2,2m				C3
U704M-49	LNC-4-EXT REF:2021 Pour LNCS	Masimo LNCS	1,1m				B8
U701M-125		Masimo LNCS	0,3m				C3

Références	Référence fabricant	Tech. Capteur	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Capteur	Code Tarif
MEK						
U708-56		MEK Nelcor non Oximax	2,2m			C3
Mennen						
U708-54		Nelcor non Oximax	2,2m			C3
U708-24		Nelcor non Oximax	2,2m			D4
U708-59M	M technologie	M tech (Nelcor, non Oximax)	2,2m			C3
U708M-59	M technologie	Masimo LNCS	2,2m			C3
U710X-59		Nelcor Oximax	3,0m			C3
Mindray						
U708-29	0010-20-42534 Acculator V, DPM 3, DPM 4,DPM 5,Passeport V	Nelcor non Oximax	2,2m			B8
U708M-29	M technologie Uniquement ancien PM6000	Masimo LNCS	2,2m			B8
U708M-30	PM3 PM4 PM5	Masimo LNCS	2,2m			B8
U708-22	0515-30-11221	Nelccor, non Oximax	2,2m			C3

Références	Référence fabricant	Tech. Capteur	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Capteur	Code Tarif
Mindray						
U708M-22	M Technologie 0010-30-12452	Masimo LNCS	2,2m			C3
U708-31	CSI Technologie	CSI	2,2m			C3
U708M-48	0010-30-42738 T5/T8 DPM 6, DPM 7	Masimo LNCS	2,2m			C3
U708-48	0010-20-42710(C) T5/T8, DPM 6, DPM 8, Nelcor non Oximax	Nelcor, non Oximax	2,2m			C3
U710X-48	0010-20-42712 T5/T8, DPM 6, DPM 8, Nelcor Oximax	Nelcor Oximax	3,0m			C4
U708M-15	0012-00-1652 (1,2m) , 0012-00-1599 (3,1m), 0012-00-1653 (4,3m), Accuvator V, Duo, Trio, Passeport 2, passeport V,^Spectrum/OR, V12, V21	Masimo LNCS	2,2m			C3
U708-69	0012-00-1254 Trio, Passeport 2, Spectrum	Nelcor, non Oximax	2,2m			C3
U710-70	0012-00-1464 Accuvator V, Duo, Trio, Passeport 2, passeport V,Spectrum/OR, V12, V21	Nelcor Oximax	3,0m			C6
U710X-180	0010-20-42595 DPM 4	Nelcor Oximax	3,0m			C3

Références	Référence fabricant	Tech. Capteur	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Capteur	Code Tarif
Nellcor / Covidien						
U708-69	SCP-10/MC-10	Nellcor, non Oximax	2,2m			C3
U710-85	M-200-13	Nellcor, non Oximax	3,0m			D7
U704-71	DEC-4	Nellcor, Oximax	1,1m			B8
U708-71	DEC-8	Nellcor, Oximax	2,2m			B8
U710-70	DOC-10	Nellcor, Oximax	3,0m			C6
U710-70X	DOC 10 + Oxymax adapter	Nellcor, non Oximax	3,0m			C8
U701-01X	Oxymax adapter	Nellcor, non Oximax	0,3m			C3
U708-01X	Oxymax adapter	Nellcor, non Oximax	2,2m			C3
Nihon Kohden						
U710-36	JL-900P BSM/PVM	NIHON KOHDEN	3,0m			C7
U710X-36	JL-650P	Oximax	3,0m			C7
U710M-36	JL-631P	M Tech	3,0m			C7
U710-106	JL-302T OPV-1500, OLV	NIHON KOHDEN	3,0m			C7
Nonin						
U708-08		Nonin	2,2m			C3

Références	Référence fabricant	Tech. Capteur	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Capteur	Code Tarif
Novametrix						
U708-103	8853	Novametrix	2,2m			C3
Pace tech / Generra						
U708-37		Nellcor non Oximax	2,2m	  		B8
U708-38		Nellcor non Oximax	2,2m			B8
U708-39		Nellcor non Oximax	2,2m			C3
Philips / HP						
U708-40	M1940A/B	Philips	2,2m	 		C3
U708-41	M1941A/B	Philips	2,2m			C3
U708-20	M1900A/B	Nellcor, non Oximax	2,2m			C3
U708M-20P	M1020-61102 CMS M1020A module	Masimo LNOP	2,2m			C3
U708-43	M1943A	Nellcor, non Oximax	2,2m	 		C3
U710-43	M1943AL	Nellcor, non Oximax	3,0m			C3
U710X-43	M1943NL	Nellcor Oximax	3,0m			C7
U708-43M	M Technology	Nellcor non Oximax	2,2m			C3

Références	Référence fabricant	Tech. Capteur	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Capteur	Code Tarif	
Philips / HP							
U708M-43	989803148221 LNC MP 10 REF:2281	Masimo LNCS	2,2m			C3	
U708M-43P	M1020-61100	Masimo LNOP	2,2m				C7
Schiller							
U708-17		BCI	2,2m			C3	
U708M-17	M Tech	Masimo LNCS	2,2m				C3
U708-63 ODAM / BRUKER		BCI	2,2m				C3
Siemens / Dräger							
U704-23	3368433	Nellcor non Oximax	1,1m			C6	
U708-23	3375834	Nellcor non Oximax	2,2M				C6
U710X-23		Nellcor Oximax	3,0m				C7
U704M-23P U708M-23P	MS18680 MS17041	MASIMO LNOP	1,1m 2,2m				C6
U704M-23 U708M-23	MS24303 MS17522	MASIMO LNCS	1,1m 2,2m				C6
U708-33	4533840	Nellcor non Oximax	2,2m			C3	

Références	Référence fabricant	Tech. Capteur	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Capteur	Code Tarif
Spacelabs						
U708-04	700-0002-00 90351-D/G, 90465, 90466, 90467, 90489, M77	Nellcor non Oximax	2,2m			C3
U708-74	700-0030-00 90496,91496-U	Nellcor non Oximax	2,2m			C6
U710X-74	700-0792-00 91496-N,91220	Nellcor Oximax	3,0m			C7
U708M-74	700-0906-00 91496-M	Masimo LNCS	2,2m			C6
U708M-74P	700-0789-00 97496-M	Masimo LNOP	2,2m			C6
U701-04NV	175-0646-00 90351-D/G,90465 ,90466,90467,90489,90551-08	Novametrix Hypertronic Con	0,3m			C3
U701-74NV	700-0029-00 90496,91496-U	Novametrix Hypertronic Con	0,3m			C6
Welch Allyn						
U704X-104	001966-E PIC 40TM , PIC 50TM	Nellcor Oximax	1,1m			C7
U704-104	001955-U PIC 40 , PIC 50	Nellcor	1,1m			C7

3-Accessoires SPO₂



Référence	Nom	Proposition d'utilisation	Conditionnement	Code Tarif	Figure
Y04-E041	Cintre capteur d'oreille	Capteur d'oreille série U900	1 pcs	A5	A
UEC-01	Clip capteur d'oreille Adulte	Série U800 ou D-YS	1 pcs	A5	B
Y04-E019	Bande Y silicône	Série U800 ou D-YS	1 pcs	A6	E
E023-12	Bande mousse trouée	Série U800/U600	12pcs / carton	B5/carton	F
E024-25	Adhésif Capteur Adult /néonat	Série U800 ou D-YS	25 pcs / carton	B8/carton	G
E025-25	Adhésif Capteur Pédiatrique / Enfant	Série U800 ou D-YS	25 pcs / carton	B8/carton	H
T002-12	Bande mousse/velcro	Fixer le câble du capteur sur le poigné du patient	12 pcs / carton	C1,4/carton	I

ECG Câbles et Accessoires

- 1- Câbles ECG et Brins ECG pour Moniteur Multiparamètres
- 2- Câbles ECG pour Télémétrie
- 3- Câbles ECG pour Electrocardiographe
- 4- Brins ECG et câbles ECG Monobloc à usage Unique



Longueur du câble : 2.5m
Longueur des brins: 0.9m

A photograph of medical ECG equipment. In the foreground, there is a white ECG cable with a blue connector and a blue lead wire. Behind it, there are several ECG leads (brins) with different colored connectors (blue, yellow, green, red). The background is a light, neutral color.

1- Câble ECG et Brins ECG pour Moniteurs Multiparamètres


1-1 Câbles et Brins ECG Références Croisées

1-2 Principaux types de brins ECG

1-1 Câbles et Brins ECG Références Croisées

Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pincés	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pincés	Embase Brins DIN
AAMI									
Sans résistance BCI, Datascope, MDE/Invivo Mindray, Spacelabs WelchAllyn, Protocol		3	D-1340-I		D3-90S-I	D3-90P-I	2340S-I	2340P-I	
		Code Tarif	C1		A8	B3	C1	C1	
		5	D-1540-I		D5-90S-I	D5-90P-I	2540S-I	2540P-I	
		Code Tarif	C2		B4	B6	C2	C2	
Avec résistance de 1K Idem qu’au dessus		3	D-1340R-I		D3-90S-I	D3-90P-I	2340RS-I	2340RP-I	
		Code Tarif	C1		A8	B3	C1	C1	
		5	D-1540R-I		D5-90S-I	D5-90P-I	2540RS-I	2540RP-I	
		Code Tarif	C2		B4	B6	C2	C2	
LL Style		3	LL-2340-I		LL3-90S-I	LL3-90P-I	2340S-I	2340P-I	D-1340-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C1	C1	C1
		5	LL-2540-I		LL5-90S-I	LL5-90P-I	2540S-I	2540P-I	D-1540-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C2	C2	C2
Artema /S/W									
8000,Diascope1,-2, Diascope NT, Athena		3	NA		NA	NA	2397S-IH	2397P-IH	D-1397-IH
		Code Tarif	NA		NA	NA	C4	C4	C4
BCI VOIR AAMI									
Biolight									
M7000, M9500 AS Modular		5	NA		NA	NA	2557S-I	2557P-I	D-2557-I
		Code Tarif	NA		NA	NA	C6	C6	C6


Fabricant /TypeNA	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pincés	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pincés	Embase Brins DIN
Biolight									
AnyView A2/A3/A5/A6/A8 Q3/Q5/Q7/V6 Vital Sign Monitor		3	NA		NA	NA	2367S-I	2367P-I	D-1367-I
		Code Tarif	NA		NA	NA	C4	C4	C4
Bionet									
		5	NA		NA	NA	2514S-I	2514P-I	D-1514-I
		Code Tarif	NA		NA	NA	C6	C6	C6
Biosys									
		3	NA		NA	NA	2335S-I	2335P-I	D-1335-I
		Code Tarif	NA		NA	NA	C4	C4	C4
Bruker									
		3	NA		NA	NA	2324S-I	2324P-I	D-1324-I
		Code Tarif	NA		NA	NA	C4	C4	C4
		5	NA		NA	NA	2524S-I	2524P-I	D-1524-I
		Code Tarif	NA		NA	NA	C6	C6	C6
Cardell									
		3	NA		NA	NA	2373S-I	2373P-I	D-1373-I
		Code Tarif	NA		NA	NA	C4	C4	C4
CAS Médical									
		3	NA		NA	NA	2339S-IH	2339P-IH	D-1339-IH
		Code Tarif	NA		NA	NA	C4	C4	C4
		3	NA		NA	NA	2364S-I	2364P-I	D-1364-I
		Code Tarif	NA		NA	NA	NA	C4	C4

Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pincés	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pincés	Embase Brins DIN
COMEN									
STAR-8000E STAR-8000H STAR—5000C		3	SM-2337-I		SM3-90S-I	SM3-90P-I	2337S-I	2337P-I	D-1337-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C1	C1	C1
		5	SM-2537-I		SM5-90S-I	SM5-90P-I	2537S-I	2540P-I	D-1537-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C2	C2	C2
C100,/C100A/C90 C80/C70/C60/50 C30/C21/C20 NC3/NC5/NC8 NC12/NC10/NC19		3	AA-2347-I		AA3-90S-I	AA3-90P-I	2347S-I	2347P-I	D-1347-I
		Code Tarif	C4		B7	B7	C4	C4	C4
		5	AA-2547-I		AA5-90S-I	AA5-90P-I	2547S-I	2547P-I	D-1547-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
Colin/Omron									
BP308/308E/408		VOIR AAMI							
BP88S		3	CL-2520-I		CL3-90S-I	CL3-90P-I	2320S-I	2320P-I	D-1320-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	CL-2520-I		CL5-90S-I	CL5-90P-I	2520S-I	2520P-I	D-1520-I
BP88 BP306		3	CL-2521-I		CL3-90S-I	CL3-90P-I	2321S-I	2321P-I	D-1321-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	CL-2521-I		CL5-90S-I	CL5-90P-I	2521S-I	2521P-I	D-1521-I
		Code Tarif	C6	C2	C2	C5	C5	C5	
Criticare voir AAMI									
602A-A, Poet 2, 504US,Scholar,506, 507,508,1100,1508, 8100									

Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pincés	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pincés	Embase Brins DIN
Creative									
		3	NA		NA	NA	2330S-I	2330P-I	D-1330-I
		Code Tarif	/		/	/	C1	C1	C1
		5	NA		NA	NA	2530S-I	2530P-I	D-1530-I
		Code Tarif	/		/	/	C2	C2	C2
Datascope/Mindray/Voir AAMI									
Datascope Mindray V12,V21		3	DT-2526-I		DT3-90S-I	DT3-90P-I	2326S-I	2326P-I	D-1326-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C4	C4	C4
		5	DT-2526-I		DT5-90S-I	DT5-90P-I	2526S-I	2526P-I	D-1526-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
C2DPM6 DPM7 Passport 8 Passport 12 T1		3	DT-2512-I		DT3-90S-I	DT3-90P-I	2312S-I	2312P-I	D-1340-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C4	C4	C1
		5	DT-2512-I		DT5-90S-I	DT5-90P-I	2512S-I	2512P-I	D-1540-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C2
Passport 2 Spectrum Spectrun OR		3	DT-2540-I		DT3-90S-I	DT3-90P-I	2340S-I	2340P-I	D-1340-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C1	C1	C1
		5	DT-2540-I		DT5-90S-I	DT5-90P-I	2540S-I	2540P-I	D-1540-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C2	C2	C2
Passport V V12 V21		3	DT-2526-I		DT3-90S-I	DT3-90P-I	2326S-I	2326P-I	D-1340-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C4	C4	C1
		5	DT-2526-I		DT5-90S-I	DT5-90P-I	2526S-I	2526P-I	D-1540-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C2



Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pinces	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pinces	Embase Brins DIN
Dixtal									
Ep12			NA		NA	NA	21070S-I	21070P-I	NA
		Code Tarif	/		/	/	D3	D3	/
Dräger									
UM1/3/3.1,RM1, PM8010,PM8014, Babyguard8000, Cato,PB8800, Series 8000,Cicero, Parameterbox		3	NA		NA	NA	2377S-I	2377P-I	D-1377-I
		Code Tarif	/		/	/	C4	C4	C4
DRE									
WavelineEZ, Touch,Pro		3	MQ-2580		MQ3-90S	MQ3-90P	2380S-I	2380P-I	D-1380R-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C4	C4	C4
		5	MQ-2580		MQ5-90S-I	MQ5-90P-I	2580S-I	2580P-I	D-1580R-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
		5	MQ-2580EP		MQ5-90S	MQ5-90P	2580ES-I	2580EP-I	NA
		Code Tarif	C6		C2	C2	D3	D3	/
Ecafix									
		5	NA		NA	NA	2552S-I	2552P-I	NA
		Code Tarif	/		/	/	C2	C2	/
Fukuda danshi									
		3	SM-2599-I		SM5-90S-I	SM5-90P-I	2599S-I	2599P-I	D-1599-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
		12	MQ-21099-I		MQ5-90S-I MV5-90S-I	MQ5-90P-I MV5-90P-I	21099S-I	21099P-I	NA
		Code Tarif	D3		2X C2	2X C2	D3	D3	/


Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pinces	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pinces	Embase Brins DIN
Fukuda Danshi									
DS5100E,DS5300W,DS5400, DS7001,Mindray/Datascope /Expert		5	NA		NA	NA	2559S-I	2559P-I	D-1559-I
		Code Tarif	/		/	/	C6	C6	C6
GE / Criticon									
Dinamap Pro 1000 MPS Select Portable monitors		3	DX-2340R-I		DX3-90S-I	DX3-90P-I	2340RS-I	2340RP-I	D-1340R-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C1	C1	C1
GE / Datex-Ohmeda									
AS/3, CS/3, Cardiocap II, Satlite Plus S5 Sans résistance pour respiration		3	DX-2392-I		DX3-90S-I	DX3-90P-I	2392S-I	2392P-I	D-1392-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	DX-2592-I		DX5-90S-I	DX5-90P-I	2592S-I	2592P-I	D-2592-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
AS/3, CS/3, Cardiocap II, Satlite Plus S5 Avec résistance		3	DX-2395-I		DX3-90S-I	DX3-90P-I	2395S-I	2395P-I	D-1395-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	DX-2595-I		DX5-90S-I	DX5-90P-I	2595S-I	2595P-I	D-2595-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
		12	MQ-21095-I		MQ5-90S-I MV5-90S-I	MQ5-90P-I MV5-90P-I	21095S-I	21095P-I	NA
		Code Tarif	NA		2X C2	2X C2	NA	NA	/
GE / Hellige									
Eagle 1000 Def.. SCP 900/ Cardioserv SMC,SMS,SMK, SMU,SMV		3	DX-2355-I		DX3-90S-I	DX3-90P-I	2355S-I	2355P-I	D-1355-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	DX-2555-I		DX5-90S-I	DX5-90P-I	2555S-I	2555P-I	D-1555-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
Tram 7200		5	MQ-2584-I		MQ5-90S-I	MQ5-90P-I	2584S-I	2584P-I	D-1584-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6

Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pincés	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pincés	Embase Brins DIN
GE / Marquette									
Eagle,Solar, Dash monitor MAC-Lab Cath Lab Datex-Ohmeda M-Prestn & “E” modules	 	3	MQ-2586-I	  	MQ3-90S-I	MQ3-90P-I	2386S-I	2386P-I	D-1386-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C4	C4	C4
		5	MQ-2586-I		MQ5-90S-I	MQ5-90P-I	2586S-I	2586P-I	D-1586-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
		6	MQ-2686-I		MQ6-90S-I	MQ6-90P-I	2686S-I	2686P-I	NA
		Code Tarif	C8,2		C4	C4	D3	D3	/
		12	MQ-21086-I		MQ5-90S-I MV5-90S-I	MQ5-90P-I MV5-90P-I	21086S-I	21086P-I	NA
		Code Tarif	D3		2X C2	2X C2	D3	D3	/
		3	MQA-2382-I		MQA3-90S-I	MQA3-90P-I	2382S-I	2382P-I	NA
		Code Tarif	C6		C2	C2	D1	D1	/
		3	MQB-2381-I		MQB3-90S-I	MQB3-90P-I	2381S-I	2381P-I	NA
		Code Tarif	C6		C2	C2	D1	D1	/
(*ESU-Proof)		3	MQ-2586EP		MQ3-90S	MQ3-90P	2386ES-I	2386EP-I	D-1386EP-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	D1	D1	D1
		5	MQ-2586EP		MQ5-90S-I	MQ5-90P-I	2586ES-I	2586EP-I	D-1586EP-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	D3	D3	D3
Corometrics120 Patient Maternal Fetal	 	MECG FECG	ADE-001-MF 1552AA0		NA	NA	2319S-I	2319P-I	NA
		Code Tarif	C8		/	/	C4	C4	/
		3	NA		NA	NA	2319S-I	2319P-I	D-1319-I
		Code Tarif	/		/	/	C4	C4	C4
		3	MQ-2319-I		MQ3-90S-I	MQ3-90P-I	2319S-I	2319-P-I	D-1319-I
		Code Tarif	C4		C2	C2	C4	C4	C4



Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pincés	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pincés	Embase Brins DIN
Innocare									
IM200:36281		5	NA		NA	NA	2550S-I	2550P-I	NA
		Code Tarif	/		/	/	C2	C2	/
Kontron									
Micromon, Minimon Vitalmon, Supermon Kolormon		3	NA		NA	NA	2398S-IH	2398P-IH	D-1398-IH
		Code Tarif	/		/	/	C4	C4	C4
105, 107, 108, 125, NA 128, VSM510 Ancienne génération		3	NA		NA	NA	2393S-IH	2393P-IH	D-1393-IH
		Code Tarif	/		/	/	C4	C4	C4
Lohmerier									
M010,M011/M211 De 501		3	LM-2358-I		LM3-90S-I	LM3-90P-I	2358S-I	2358P-I	D-1358-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	LM-2558-I		LM5-90S-I	LM5-90P-I	NA	NA	NA
		Code Tarif	NA		C2	C2	/	/	/
Medtronic / Physio-Control									
Lifepak 11 Lifepak 12 Lifepak 15 Lifepak 20		3	NA		NA	NA	2327S-I	2327P-I	D-1380R-I
		Code Tarif	/		/	/	C4	C4	/
		5	NA		NA	NA	2527S-I	2527P-I	NA
		Code Tarif	/		/	/	C6	C6	/
		12	MD-21027-I		MDA4-120S-I MDB6-90S-I	MDA4-120P-I MDB6-90P-I	21027S-I	21027P-I	NA
		Code Tarif	D3		C4/C6	C2/C6	D3	D3	/

Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pincés	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pincés	Embase Brins DIN
MEK									
MP500, MP600, MP1000		3	NA		NA	NA	2310S-I	2310P-I	D-1310-I
		Code Tarif	/		/	/	C2	C2	C2
		5	NA		NA	NA	2510S-I	2510P-I	D-1510-I
		Code Tarif	/		/	/	C4	C4	C4
		3	NA		NA	NA	2311S-I	2311P-I	D-1311-I
		Code Tarif	/		/	/	C1	C1	C1
		5	NA		NA	NA	2511S-I	2511P-I	D-1511-I
		Code Tarif	/		/	/	C2	C2	C2
Series 9000, 1100,2000		3	NA		NA	NA	2374S-I	2374P-I	D-1374-I
		Code Tarif	/		/	/	C4	C4	C4
		5	NA		NA	NA	2574S-I	2574P-I	D-1574-I
		Code Tarif	/		/	/	C6	C6	C6
Envoy		3	AA-2375-I		MN3-90S-I	MN3-90P-I	2375S-I	2375P-I	D-1375-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	AA-2575-I		MN5-90S-I	MN5-90P-I	2575S-I	2575P-I	D-1575-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
Mindray									
PM7000/8000/9000		VOIR AAMI							
PM5000 PM6000 BeneView T5/T6/T8		3	MR-2512-I		MR3-90S-I	MR3-90P-I	2312S-I	2312P-I	D-1312-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	MR-2512-I		MR5-90S-I	MR5-90P-I	2512S-I	2512P-I	D-1512-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6

Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pincés	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pincés	Embase Brins DIN
Mindray									
DPM4,DPM5, MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, MEC 2000, PM 7000, PM 8000,PM 9000		3	MR-2340-I		MRB3-90S-I	MRB3-90P-I	2340S-I	2340P-I	D-1340R-I
		Code Tarif	C4		C1	C1	C1	C1	
		5	MR-2540-I		MR5-90S-I	MR5-90P-I	2540S-I	2540P-I	D-1540R-I
		Code Tarif	C4		C2	C2	C2	C2	
DPM6 DPM7 Passport 8 Passport 12 T1		3	MR-2312EP-I		MRB3-90S-I	MR3B-90P-I	2312ES-I	2312EP-I	D-1312EP-I
		Code Tarif	D1		B8	B8	D1	D1	C1
		5	MR-2512EP-I		MR5-90S-I	MR5-90P-I	2512ES-I	2512EP-I	D-1512EP-I
		Code Tarif	D3		C2	C2	D3	D3	D3
Passport 2 Spectrum Spectrum OR (*ESU-Proof)		3	2540EP-I		MR3-90S-I	MR3-90P-I	2340ES-I	2340EP-I	D-1340EP-I
		Code Tarif	C7		C1	C1	C7	C7	C7
		5	2540EP-S		MR5-90S-I	MR5-90P-I	2540ES-I	2540EP-I	D-1540EP-I
		Code Tarif	D1		C2	C2	D1	D1	D1
NEC									
YCE205		3	NA		NECA3-90S-I	NECA3-90P-I	NA	NA	NA
		Code Tarif	/		B7	B7	/	/	/
47502		3	NA		NECB3-90S-I	NECB3-90P-I	NA	NA	NA
		Code Tarif	/		B7	B7	/	/	/
47504		3	NA		NECC3-90S-I	NECC3-90P-I	NA	NA	NA
		Code Tarif	/		B7	B7	/	/	/

Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pincés	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pincés	Embase Brins DIN
Nihon Kohden									
Def. Cardiolife Lifescope series 6-8-9-11 6102-6205-6120		3	NK-2508-I		NKA3-90S-I	NKA3-90P-I	2308S-I	2308P-I	D-1308-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	NK-2508-I		NKA5-90S-I	NKA5-90P-I	2508S-I	2508P-I	D-1508-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
		3	NK-2507-I		NKA3-90S-I	NKA3-90P-I	2307S-I	2307P-I	D-1307-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	NK-2507-I		NKA5-90S-I	NKA5-90P-I	2507S-I	2507P-I	D-1507-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
TEC-7621C/TEC-7631C TEC-7721C/TEC-7731C 7700		3	NA		NA	NA	2313S-I	2313P-I	NA
		Code Tarif	/		/	/	C6	C6	/
BSM-2300 lifescope I BSM-4100 lifescope P BSM-5100 lifescope A BSM-9510 lifescope M BSM-9800 lifescope S		3	NK-2509-I		NKB3-90S-I	NKB3-90P-I	2309S-I	2309P-I	D-1309-I
		Code Tarif	C8		B7	B7	C6	C6	C6
		6	NK-2509-I		NKB6-90S-I	NKB6-90P-I	2609S-I	2609P-I	NA
		Code Tarif	C8		C3	C3	C8	C8	/
Life Scope: OPV-1500		3	(JC-103TA) (JC103T)		NKB3-90S-I	NKB3-90P-I	2316S-I	2316P-I	D-1316-I
		Code Tarif	NA		B7	B7	C6	C6	C6
		3	NK-2540-I		NKA3-90S-I	NKA3-90P-I	2340S-I	2340P-I	D-1340-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C1	C1	C1
		5	NK-2540-I		NKA5-90S-I	NKA5-90P-I	2540S-I	2540P-I	D-1540-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C2	C2	C2

Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pinces	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pinces	Embase Brins DIN
Philips / HP									
43100,43200A, 77020A/AC/AR Serie 78300,serie 78500 Serie 78600,M2400A, M2406A,M2424A		3	AA-23029-I		AA3-90S-I	AA3-90P-I	23029S-I	23029P-I	D-13029-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	AA-25029-I		AA5-90S-I	AA5-90P-I	25029S-I	25029P-I	D-15029-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/M1002A, Virdia,Ominicare CMA, ML65A,66A, Heartstream Codemaster XL...		3	AA-2385-I		AA3-90S-I	AA3-90P-I	2385S-I	2385P-I	D-1385-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C6	C6	C4
		5	AA-2585-I		AA5-90S-I	AA5-90P-I	2585S-I	2585P-I	D-1585-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
Modules:M1001B, M1002B, Multi-Measurement Modules: M3000A,M3001A, M3002A,MP2: M8102A, MP5: M8105A, SureSigns Monitors: 863064, 863065, 863066, 863068, 863087, 863088		3	HP-2385-I		HP3-90S-I	HP3-90P-I	2385S-I	2385P-I	D-1385-I
		Code Tarif	C7		C2	C2	C6	C6	C4
		5	HP-2585-I		HPA5-90S-I	HPA5-90P-I	2585S-I	2585P-I	D-1585-I
		Code Tarif	C8		C4	C4	C6	C6	C6
Multi-Measurement Modules: M3000A, M3001A Opt C12 or Opt C18, M3002A Opt C12 or Opt C18; Patient Monitors: MP5: M8105A OptC12, MP2: M8102A Opt C12, ECG Modules: M1001B, M1002B, 860335, 860338		10	HP-21085-I		HPA5-90S-I (bleu)	HPA5-90P-I (bleu)	21085S-I	21085P-I	NA
					HPB5-90S-I (rouge)	HPB5-90P-I (rouge)			
		Code Tarif	D3		C4/C4	C4 /C4	D3	D3	/

Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pincés	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pincés	Embase Brins DIN
Physio-Control									
Lifepack5,6,7,8,9,9P, VSM2,1440,Vingmed 5		VOIR GE CRITIKON							
LIFEPAK12, LIFEPAK20, LIFEPAK15		3	NA		NA	NA	2327S-I	2327P-I	NA
Avec résistance		Code Tarif	/		/	/	C4	C4	/
		5	NA		NA	NA	2527S-I	2527P-I	
		Code Tarif	/		/	/	C6	C6	
		12	MD-21027-I		MDA4-120S-I MDB6-90S-I	NA	21027S-I	21027P-I	NA
	Code Tarif	D3		C4/C6	/	D3	D3	/	
Schiller NA									
Siemens									
Sirecust series 400 Sirecust 341,610/ 620/630/720/730/ 732/900/960/961 1260/1281/1801, 400-500 ECG		3	SM-2376-I	 VOIR PAGE SUIVANTE	SM3-90S-I	SM3-90P-I	2376S-I	2376P-I	D-1376-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	SM-2576-I		SM5-90S-I	SM5-90P-I	2576S-I	2576P-I	D-1576-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
SC5000,SC6000, SC7000 SC8000,SC9000 Multi-Parameter Cable SM-STE5		3	SM-STE5		SMB3-90S-I	SMB3-90P-I	NA	NA	NA
		Code Tarif	D8		B7	B7	/	/	/
		5	SM-STE5		SM5-90S-I	SM5-90P-I	NA	NA	NA
		Code Tarif	D8		C2	C2	/	/	/
		3	SM-2323-I		SM3-90S-I	SM3-90P-I	2323S-I	2323P-I	D-1323-I
		Code Tarif	C8		B7	B7	C6	C6	C6
Degard4000 debrillator		3	NA		NA	NA	2354S-I 2354S-IH	2354P-I 2354P-IH	D-1354R-I
	Code Tarif	/		/	/	C4	C4	C4	

Fabricant /Type	Connecteur Moniteur	Nbr de brins	Câble Embase	Connection brins	Brins Pressions	Brins Pincés	Câble monobloc Pressions	Câble monobloc Pincés	Embase Brins DIN
Spacelabs									
90701,90303,90305,90308, 90309,90385		VOIR AAMI							
Ultraview 90492, 91220, 90496, 91496									
		3	SL-2396-I		SL3-90S-I	SL3-90P-I	2396S-I	2396P-I	D-1396-I
		Code Tarif	C6		B7	B7	C4	C4	C4
		5	SL-2596-I		SL5-90S-I	SL5-90P-I	2596S-I	2596P-I	D-1596-I
		Code Tarif	C6		C2	C2	C6	C6	C6
		12	MQ-21096-I		MQ5-90S-I MV5-90S-I	MQ5-90P-I MV5-90P-I	21096S-I	21096P-I	NA
Code Tarif		D3	2X C2		2X C2	D3	D3	/	
Welch Allyn									
Protocole		VOIR AAMI							
Micropaq Propaq LT		3	D-1353-I		D3-90S-I	D3-90P-I	2353S-I	2353P-I	NA
		Code Tarif	C7		A8	B3	C1	C1	/
		5	D-1553-I		D5-90S-I	D5-90P-I	2553S-I	2553P-I	NA
		Code Tarif	C7		B4	B6	C2	C2	/
		10	NA		NA	NA	21079S-I	21079P-I	NA
		Code Tarif	/		/	/	D3	D3	/
Zoll									
R SERIES,E SERIES M SERIES,M CCT SERIES		5	NA		NA	NA	21069S-I	21069P-I	NA
		Code Tarif	/		/	/	D3	D3	/

2-2 Principaux types de brins ECG



Type	Nbr de Brins	Brins Pressions	Référence Fabricant	Code Tarif	Brins Pinces	Référence Fabricant	Code Tarif
Set de brins individuels type DIN							
	3	D3-90S-I		A8	D3-90P-I		B3
	5	D5-90S-I		B4	D5-90P-I		B6
	7	D7-90S-I		B7	D7-90P-I		B7
	10	D10-90S-I		B8	D10-90P-I		C2
Set de brins individuels type DIN Néonats							
	3				D3-90NP-I		B4
	5				D5-90NP-I		B6
Type LL							
	3	LL3-90S-I		B7	LL3-90P-I		B7
	5	LL5-90S-I		C2	LL5-90P-I		C2
Mindray / Datascope							
	3	MR3-90S-I		C1	MR3-90P-I		C1
	5	MR5-90S-I	012-00-1503-02	C2	MR5-90P-I		C2
	3	DT3-90S-I	012-00-1503-04/5/6	C2	DT3-90P-I	012-00-1514-04/5/6	C2
	5	DT5-90S-I	012-00-1503-01/2/3	C2	DT5-90P-I	012-00-1514-01/2/3	C2

Type	Nbr de Brins	Brins Pressions	Référence Fabricant	Code Tarif	Brins Pinces	Référence Fabricant	Code Tarif
Datex GE (série DX300)							
	3	DX3-90S-I	545327	B7	DX3-90P-I	545317 545315	B7
	5	DX5-90S-I	545328	C2	DX5-90P-I	545318 545316	C2
Datex GE (série DX300)							
	3	DXB3-90S-I	545327	B8	DXB3-90P-I	545317 545315	B8
	5	DXB5-90S-I	545328	C4	DXB5-90P-I	545318 545316	C4
GE Marquette							
	3	MQ3-90S-I	411203-001/2/3/4	C2	MQ3-90P-I	412682-001/2/3/4	C2
	5	MQ5-90S-I (gris)	411202-001/2, 411200-003/4	C2	MQ5-90P-I (gris)	412661-001/2, 414556-003/4	C2
	5 V2-V6 C2-C6	MV5-90S-I (marron)	411202-001/2, 411200-003/4	C2	MV5-90P-I (marron)	416457-001/2, 416467-003/4	C2
GE							
	5	MQB5-90S-I (gris)	411200-001/2/3/4	C4	MQB5-90P-I (gris)	414556-001/2/3/4	C4
	5 V2-V6 C2-C6	MVB5-90S-I (marron)	416468-001/2/3/4	C4	MVB5-90P-I (marron)	416467-001/2/3/4	C4
Nihon Kohden							
	3	NKA3-90S-I	019P	B7	NKA3-90P-I		B7
	5	NKA5-90S-I		C2	NKA5-90P-I		C2

Type	Nbr de Brins	Brins Pressions	Référence Fabricant	Code Tarif	Brins Pinces	Référence Fabricant	Code Tarif
Nihon Kohden							
	2	NKB2-90S-I	BR-912P	NA	NKB2-90P-I	BR-912P	NA
	3	NKB3-90S-I	BR-913P	B7	NKB3-90P-I	BR913P	B7
	6	NKB6-90S-I	BR-916P	C3	NKB6-90P-I	BR916P	C3
Philips HP							
	3	AA3-90S-I	M1615A	B7	AA3-90P-I	M1613A	B7
	5	AA5-90S-I	M1635A	C2	AA5-90P-I	M1633A	C2
Philips HP							
	3	AAB3-90S-I	M1615A	B8	AAB3-90P-I	M1613A	B8
	5	AAB5-90S-I	M1635A	C4	AAB5-90P-I	M1633A	C4
Philips Intellivue							
	3	HP3-90S (gris)	M1674A	C2	HP3-90P-I (gris)	M1672A	C2
	5	HPA5-90S-I (bleu)	M1645A	C4	HPA5-90P-I (bleu)	M1971A	C4
	5 V2-V6 C2-C6	HPB5-90S-I (rouge)	M1604A	C4	HPB5-90P-I (rouge)	M1978A	C4
Physio Control / Medtronic							
	4	MDA4-120S-I		C4			
	6	MDB6-90S-I		C6			

Type	Nbr de Brins	Brins Pressions	Référence Fabricant	Code Tarif	Brins Pinces	Référence Fabricant	Code Tarif
Siemens/VS, Dräger							
	3	SM3-90S-I		B7	SM3-90P-I		B7
	5	SM5-90S-I		C2	SM5-90P-I		C2
	3 (5/3)	SMB3-90S-I		C1	SMB3-90P-I		C1
Siemens/VS, Dräger							
	3	SMD3-90S-I		B8	SMD3-90P-I		B8
	5	SMD5-90S-I		C4	SMD5-90P-I		C4
	3 (5/3)	SMF3-90S-I		C1	SMF3-90P-I		C1
Dräger							
	3	DG3-90S-I		C5	DG3-90P-I		C5
	5	DG5-90S-I		C5	DG5-90P-I		C5
	6	DG6-90S-I		C5	DG6-90P-I		C5
Spacelabs							
	3	SL3-90S-I	700-0007-00/1/2/3	B7	SL3-90P-I	700-0006-00/1/2/3	B7
	5	SL5-90S-I	700-0007-008/9/10/11	C2	SL5-90P-I	700-0006-08/9/10/11	C2
Spacelabs							
	3	SLB3-90S-I	700-0007-00/1/2/3	B8	SLB3-90P-I	700-0006/00/1/2/3	B8
	4	SLB4-90S-I	012-0499-06	C3	SLB4-90P-I	700-0006/06/7	C3
	5	SLB5-90S-I	700-0007-08/9/10/11	C4	SLB5-90P-I	700-0006-08/9/10/11	C4
	6	SLB6-90S-I		C5	SLB6-90P-I	700-0006-14/15	C5

2- Câble ECG pour Télémétrie

Longueur des brins: 0.9m



Marque Type	Photo	Nombre de brins	Référence	Ref Fabricant	Code Tarif
GE HEALTHCARE Apexpro FH Système de télémétrie sans fil		3	AP3-90S-I	394111-002	C6
		5	AP5-90S-I	394111-006	C7
		6	AP6-90S-I	394111-008	C8
GE HEALTHCARE ApexPro Télémétry		6	MQB6-90S-I	421930-001	C6
		6	MQB6-90P-I	421932-001	C6
		6	MQB6-120S-I	421930-002	C6
		6	MQB6-120P-I	421930-002	C6
MINDRAY TMS-6012 TEL-100 Mennen		5	TM5-90S-I		C7
PHILIPS / HP MEDICAL Legacy M2600A/ M2601A, M2636A Transmitters		3	AT3-90S-I	M2594A	C7
			AT3-90P-I	M2595A	C7
		5	AT5-90S-I	M2596A	C8
			AT5-90P-I	M2597A	C8

Marque Type	Photo	Nombre de brins	Référence	Ref Fabricant	Code Tarif
PHILIPS MEDICAL Intellivue Telemetry		3	HT3-90P-I	989803173141	C2
		3	HT3-90S-I	989803152001 / 989803151981/ 989803151991	C2
		5	HT5-90S-I	989803173151 / 989803152081	C4
		5	HT5-90P-I	989803152071 / 989803152061	C4
MGY MGY-M1 Stéthoscope visuel prise jack 3,5mm		3	H353-90S-I		B8
			H353-90P-I		B8
CREATIVE PC-80 Easy ECG Monitor Prise Jack 2,5mm		3	H253-90S-I		B8
			H253-90P-I		B8

3- Câbles ECG pour Electrocardiographe

3-1 Câbles ECG Monoblocs

3-2 Embases ECG

3-3 Brins ECG


3-4 Accessoires


Longueur des brins poitrine: 0.8m
Longueur des brins membres: 1,2m
Longueur du câble: 2 m





3-1 Câble ECG Monoblocs



Marque Type	Connecteur Appareil	Nombre de brins	Référence Câble avec Bananes	Référence Câble avec Pinces	Référence Câble avec Pressions	Code Tarif
BURDICK / CARDIAC SCIENCE						
EK-10 and Elite, E350, E350i, E550, E560, Eclipse™ LE/LE.		10	E10R-BK1-B/I	E10R-BK1-P/I	E10R-BK1-S/I	D3
Burdick Quinton Eclipse 4,8,400,800, 850,850i,plus, Eclipse LE II and ATRIA PLUS Quinton		10	E10R-BK2-B/I	E10R-BK2-P/I	E10R-BK2-S/I	D3
EDAN						
SE-18,SE-12Express SE-1200Express , SE-1201SE-601,SE-3, SE-301,SE-100,DP12		10	E10R-ED-B/I	E10R-ED-P/I	E10R-ED-S/I	D3
FUKUDA DENSHI						
FX101, FX102F, FX328U, FCP2201		10	E10R-FD1-B/I	E10R-FD1-P/I	E10R-FD1-S/I	D3



Marque Type	Connecteur Appareil	Nombre de brins	Référence Câble avec Bananes	Référence Câble avec Pincés	Référence Câble avec Pressions	Code Tarif
FUKUDA ME						
KP-500 KP-500D		10	E10R-FD2-B/I	E10R-FD2-P/I	E10R-FD2-S/I	D3
GE - MARQUETTE						
MAC 500, MAC 1100, MAC 1200		10	E10R-MQ-B/I	E10R-MQ-P/I	E10R-MQ-S/I	D3
HELLIGE / SIEMENS HORMANN / BOSH						
MEGO COMP 60PLUS DEGO: Cardiomed 3 Von Berg: Bioset 3500 / 3600/ 3700/Bioset 6000 / 8000 Hellige: EK36/ EK41/ EK43 /EK 53/EK56/ EK403, /EK413/EK512/EK512E/EK512P, Cardiosmart, CardioSys, Corna Siemens: Cardiostat 1 / 3 T / 703 / 710, Cardina C, Cardirex 3T/4/6T/62, Cathcor, MegacardElemaA/B,/R/R/E, Mingodoc, Mingocard 3 / 4 / 7,		10	E10R-HL-B/I	E10R-HL-P/I	E10R-HL-S/I	D3
KENZ						
103,106 CARDIOLINE (Italy)		10	E10R-KZ1-B/I	E10R-KZ1-P/I	E10R-KZ1-S/I	D3
ECG 108/110 Cardico 302/601/ 1210/1211		10	E10R-KZ2-B/I	E10R-KZ2-P/I	E10R-KZ2-S/I	D3



Marque Type	Connecteur Appareil	Nombre de brins	Référence Câble avec Bananes	Référence Câble avec Pincés	Référence Câble avec Pressions	Code Tarif
MORTARA						
ELI-200 ELI-50		10	E10R-MT-B/I	E10R-MT-P/I	E10R-MT-S/I	D3
NIHON KOHDEN						
CaduoFax 6151, 6851,6353 CadioFax 8110		10	E10R-NK1-B/I	E10R-NK1-P/I	E10R-NK1-S/I	D3
CaduoFax Q ECG-9110K ECG-9130K Doing Juang Cardioline (New)		10	E10R-NK2-B/I	E10R-NK2-P/I	E10R-NK2-S/I	D3
PHILIPS /HP						
M1770A,M1771A, M1772A Pagewrite100/200/ 200i		10	E10R-HP-B/I	E10R-HP-P/I	E10R-HP-S/I	D3
SCHILLER						
AT1,AT2,AT2 Plus, AT4 Resistor 10K Long Screw		10	E10R-SH1-B/I	E10R-SH1-P/I	E10R-SH1-S/I	D3
AT3,AT6,CS6,AT5, AT10,AT60 Short Screw		10	E10R-SH2-B/I	E10R-SH2-P/I	E10R-SH2-S/I	D3

3-2 Embase ECG



Marque Type	Connecteur Appareil	Nombre de brins	Référence	Brins ECG à utiliser	Code Tarif
Burdick					
EK10-E350		10	E10R-BK1-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
Burdick Quinton Eclipse 4,8,400,800, 850,850i,plus, Eclipse LE II and ATRIA PLUS		10	E10R-BK2-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
Fukuda Denshi					
FX101, FX102F, FX328U, FCP2201		10	E10R-FD1-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
Fukuda ME					
KP-500, KP-500D		10	E10R-FD2-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3

Marque Type	Connecteur Appareil	Nombre de brins	Référence	Brins ECG à utiliser	Code Tarif
GE Marquette					
MAC 500, MAC 1100, MAC 1200		10	E10R-MQ-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
ELI-200,ELI-50		10	E10R-MT-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
Hellige / Siemens Hormann / Bosch					
		10	E10R-HL-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
Kenz					
103,106 CARDIOLINE		10	E10R-KZ1-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
ECG 108/110 Cardico 302/601/ 1210/1211		10	E10R-KZ2-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
Nihon Kohden					
CaduoFax 6151, 6851,6353 CadioFax 8110		10	E10R-NK1-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
CaduoFax Q ECG-9110K ECG-9130K Doing Juang Cardioline (New)		10	E10R-NK2-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3

Marque Type	Connecteur Appareil	Nombre de brins	Référence	Brins ECG à utiliser	Code Tarif
Philips HP					
M1770A,M1771A, M1772A Pagewrite100/200/ 200i		10	E10R-HP-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
Schiller					
AT1,AT2, AT2 Plus,AT4 Resistor 10K Long Screw		10	E10R-SH1-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
AT3,AT6,CS6,AT5, AT10,AT60 Short Screw		10	E10R-SH2-I	MQ10-LB, MQ10-LN, MQ10-LP, MQ10-LS ou MQB10-LB.....	D3
GE Healthcare					
CAM14 coiled patient Cable Used with GE MAC 5000 resting system with CAM14 Acquisition Module		10	ECAM-GE14-S 2016560-001	CAM 14	D8
CASE 12, CASE 15, MAC PC, MAC 6, MAC 12, MAC 15, CENTRA Systems with AM4 or AM5 Acquisition Module		10	ECAM-GE4-S 700044-203	CAM 4	D8

Photos	Référence fabricant / type	Type d'électrodes	Référence	Conditionnement	Code Tarif
GE					
	900112-002	Bananes	MQ10-LB-I	10 pcs/sachet	D1
		Pinces	MQ10-LP-I	10pcs/sachet	D1
		Pressions	MQ10-LS-I	10pcs/sachet	D1
GE CAM 14					
		Bananes	MQB10-LB-I	10 pcs/sachet	D1
		Pinces	MQB10-LP-I	10pcs/sachet	D1
		Pressions	MQB10-LS-I	10pcs/sachet	D1
	420101-002	CAM/Universel	MQB10-AD-I	10pcs/sachet	D1
	420101-001 à utiliser avec 900178-001/ 900178-002 ou adaptateurs	CAM/Universel	MQB14-AD-I	14pcs/sachet	D3
GE AM4/AM5					
	900112-002	Bananes	MQD10-LB-I	10 pcs/sachet	D1
		Pinces	MQD10-LP-I	10pcs/sachet	D1
		Pressions	MQD10-LS-I	10pcs/sachet	D1
	900177-001 À utiliser avec 900178-001/ 900178-002 ou adaptateurs	CAM/ Universel	MQD12-AD-I	12pcs/sachet	D3


Photos	Référence fabricant / type	Type d'électrodes	Référence	Conditionnement	Code Tarif
GE CAM14 / AM4 / AM5 Adaptateurs					
	900178-101 900178-201	Bananes	AD10-DB-I	10 pcs/sachet	B8
		Bananes	AD14-DB-I	14 pcs/sachet	C3
		Bananes	AD12-DB-I	12 pcs/sachet	C2
Philips					
	Page writter touch:: 860284, Page writter	Bananes	PW10-LB-I	10 pcs/sachet	D1
	Trim cardiographs, 860286,860287,860288,860290,860297.	Pinces	PW10-LP-I	10pcs/sachet	D1
		Pressions	PW10-LS-I	10pcs/sachet	D1
	989803151631/989803151641	Bananes	PWC10-LB-I	10 pcs/sachet	D1
		Pinces	PWC10-LP-I	10pcs/sachet	D1
		Pressions	PWC10-LS-I	10pcs/sachet	D1
Quinton					
	Q-710 Stress Test System 031257-002	Bananes	QT10-LB-I	10 pcs/sachet	D1
		Pinces	QT10-LP-I	10pcs/sachet	D1
		Pressions	QT10-LS-I	10pcs/sachet	D1
Mortara					
	9293-046-60	Bananes	MT10-LB-I	10 pcs/sachet	D1
	ELI150C / 250C ELI230 ELI350	Pinces	MT10-LP-I	10pcs/sachet	D1
		Pressions	MT10-LS-I	10pcs/sachet	D1

Photos	Référence fabricant / type	Type d'électrodes	Référence	Conditionnement	Code Tarif
Norav					
		Bananes	AA10-LB-I	10 pcs/sachet	D1
		Pinces	AA10-LP-I	10pcs/sachet	D1
		Pressions	AA10-LS-I	10pcs/sachet	D1
Welch Allyn					
	CP100 / CP200 401129	Bananes	WA10-LB-I	10 pcs/sachet	D1
		Pinces	WA10-LP-I	10pcs/sachet	D1
		Pressions	WA10-LS-I	10pcs/sachet	D1



Electrodes ECG	Référence	Conditionnement	Code Tarif	Figure
Pinces Adultes/ IEC universelles	UU-LC-A	4 pcs / boîte	B6	A
Pinces Pédiatriques /IEC universelles	UU-LC-P	4pcs / boîte	B6	B
Electrodes à aspiration Adultes/Universelles	UU-SE-A	6pcs / boîte	B8	C
Electrodes à aspiration Pédiatriques / Universelles	UU-SE-P	6pcs / boîte	B8	D

3-4 Accessoires




Electrodes ECG	Référence	Conditionnement	Code Tarif	Figure
Adaptateur banane (4mm)/clip plat rouge	AD-BF-10	10pcs / boîte	B7	A
Adaptateur banane(3mm)/clip plat bleu	AD-NF-10	10pcs / boîte	B7	B
Adaptateur banane (4mm)/pince crocodile rouge	AD-BA-10	10pcs / boîte	B7	C
Adaptateur banane(3mm)/pince crocodile bleu	AD-NA-10	10pcs / boîte	B7	D
Adaptateur banane (4mm)/pince	AD-BP-10	10pcs / boîte	B8	E
Adaptateur banane (4mm)/pression	AD-BS-10	10pcs / boîte	B8	F
Brins adaptateur banane(4mm) /pince	AD-B-P	10pcs / boîte	B8	G
Brins adaptateur banane(3mm) / pince	AD-N-P	10pcs / boîte	B8	G
Brins adaptateur banane(4mm) / pression	AD-B-S	10pcs / boîte	B8	H
Brins adaptateur banane(3mm) / pression	AD-N-S	10pcs / boîte	B8	H




4- Brins ECG et câbles ECG Monoblocs à usage Unique

4-1- Brins ECG à usage unique



4-2- Câbles Monoblocs à usage unique



4-1- Brins ECG à usage unique

Description	Connecteur Appareil	Nombre de brins	Référence électrodes à Pressions	Référence électrodes à Pincés	Conditionnement	Code Tarif
Datascope						
À usage unique 3 voies blindées, câble blindé 90cm		3	DT3-90DS-I	DT3-90DP-I	10	B3
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	DT5-90DS-I	DT5-90DP-I	10	B5
Dräger / Siemens						
À usage unique 3 voies blindées, câble blindé 90cm		3	DG3-90DS-I	DG3-90DP-I	10	B3
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	DG5-90DS-I	DG5-90DP-I	10	B5
À usage unique 6 voies blindées, câble blindé 90cm		6	DG6-90DS-I	DG6-90DP-I	10	B6
À usage unique 3 voies blindées, câble blindé 90cm		3	SM3-90DS-I	SM3-90DP-I	10	B3
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	SM5-90DS-I	SM5-90DP-I	10	B5

Description	Connecteur Appareil	Nombre de brins	Référence électrodes à Pressions	Référence électrodes à Pincés	Conditionnement	Code Tarif
GE						
À usage unique 3 voies blindées, câble blindé 90cm		3	MQ3-90DS-I	MQ3-90DP-I	10	B3
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	MQ5-90DS-I	MQ5-90DP-I	10	B5
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	MV5-90DS-I	MV5-90DP-I	10	B5
À usage unique 6 voies blindées, câble blindé 90cm			6	MQB6-90DS-I	MQB6-90DP-I	10
Mindray						
À usage unique 3 voies blindées, câble blindé 90cm		3	MR3-90DS-I	MR3-90DP-I	10	B3
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	MR5-90DS-I	MR5-90DP-I	10	B5
Nihon Kohden						
À usage unique 3 voies blindées, câble blindé 90cm		3	NKB3-90DS-I	NKB3-90DP-I	10	B3
À usage unique 6 voies blindées, câble blindé 90cm			6	NKB6-90DS-I	NKB6-90DP-I	10

Description	Connecteur Appareil	Nombre de brins	Référence électrodes à Pressions	Référence électrodes à Pincés	Conditionnement	Code Tarif
Philips Intellivue						
À usage unique 3 voies blindées, câble blindé 90cm	    	3	HP3-90DS-I	HP3-90DP-I	10	B3
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	HPA5-90DS-I	HPA5-90DP-I	10	B5
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	HPB5-90DS-I	HPB5-90DP-I	10	B5
À usage unique 3 voies blindées, câble blindé 90cm		3	HT3-90DS-I	HT3-90DP-I	10	B4
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	HT5-90DS-I	HT5-90DP-I	10	B6
Philips Twin Pin (AA)						
À usage unique 3 voies blindées, câble blindé 90cm	 	3	AAB3-90DS-I	AAB3-90DP-I	10	B3
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	AAB5-90DS-I	AAB5-90DP-I	10	B6

Description	Connecteur Appareil	Nombre de brins	Référence électrodes à Pressions	Référence électrodes à Pincés	Conditionnement	Code Tarif
Philips Véridia Télémétrie						
À usage unique 3 voies blindées, câble blindé 90cm		3	AT3-90DS-I	AT3-90DP-I	10	B5
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	AT5-90DS-I	AT5-90DP-I	10	B6
Spacelabs						
À usage unique 3 voies blindées, câble blindé 90cm	NA 	3	SLB3-90DS-I	SLB3-90DP-I	10	B3
À usage unique 5 voies blindées, câble blindé 90cm		5	SLB5-90DS-I	SLB5-90DP-I	10	B5

4-2- Câbles ECG Monobloc à usage Unique

Model / Type	Connecteur Appareil	Nombre de brins	Référence câble à Pressions	Référence câble à Pincés	Conditionnement	Code Tarif
AAMI						
Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A		3	2340DS-I	2340DP-I	8	B6
		5	2540DS-I	2540DP-I	8	B7
Philips						
Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/		3	2385DS-I	2385DP-I	8	B6
		5	2585DS-I	2585DP-I	8	B7
GE						
Eagle,Solar,Dash monitor MAC-Lab Cath Lab Datex-Ohmeda M-Prestn & “E” modules		3	2386DS-I	2386DP-I	8	B6
		5	2586DS-I	2586DP-I	8	B7
Nihon Kohden						
BSM-2300 lifescape I BSM-4100 ifescape P BSM-5100		3	2309DS-I	2309DP-I	8	B6
		6	2609DS-I	2609DP-I	8	B7
Mindray / Datascope						
PM5000 PM6000 BeneView T5/T6/T8		3	2312DS-I	2312DP-I	8	B6
		5	2512DS-I	2512DP-I	8	B7
Datascope-Mindray V12, V21		3	2326DS-I	2326DP-I	8	B6
		5	2526DS-I	2526DP-I	8	B7
Spacelabs						
Ultraview 90492, 91220, 90496, 91496		3	2396DS-I	2396DP-I	8	B6
		5	2596DS-I	2596DP-I	8	B7

PNI Brassards et accessoires

- 1- Brassards réutilisables
- 2- Brassards à usage unique
- 3- Prolongateurs PNI
- 4- Embouts PNI
- 5- Accessoires tensiomètres manuels
- 6- Accessoires tensiomètres Muraux
- 7- Brassards à Garrots



1- Brassards Réutilisables



Type de patient	Longueur du brassard	Référence 1 voie	Référence 2 voies	Couleur du tube	Code Tarif
Adulte Large	35,5-46cm	U1869NS	U1869ND		B4
Adulte	27,5-36,5cm	U1880NS	U1880ND		A7,1
Adulte Petit	20,5-28,5cm	U1885NS	U1885ND		A7,1
Enfant	13,8-21,5cm	U1881NS	U1881ND		A7,1
Pédiatrique	9-14,8cm	U1882NS	U1882ND		A7,1
Néonate	5,8-10,8cm	U1883NS	U1883ND		A7,1
Cuisse	45-56cm	U1884NS	U1884ND		B4

2- Brassards à usage unique



Type de patient	Longueur du brassard	Couleur impression	REF 1voie	Connecteur Brassard	REF 2voies	Connecteur Brassard	Conditionnement	Code tarif (par boîte)
Adulte Large	35,5-46cm		U1720S-C12-05	Pour Philips (HP) Siemens Dräger Datascope Spacelabs	U1720D-C0808-05	Pour GE Corometrics Dinamap MDE	5pcs/boîte	C5
Adulte	27,5-36,5cm		U1740S-C12-05		U1740D-C0808-05		5pcs/boîte	C3
Adulte	27,5-36,5cm		U1730S-C12-05		U1730D-0808-05		5pcs/boîte	C4
Adulte Petit	20,5-28,5cm		U1750S-C12-05		U1750D-C0808-05		5pcs/boîte	C2
Enfant	13,8-21,5cm		U1760S-C12-05		U1760D-C0808-05		5pcs/boîte	C1
Pédiatrique	9-14,8cm		U1770S-C12-05		U1770D-C0808-05		5pcs/boîte	B8
Cuisse	45-56cm		U1790S-C12-05		U1790D-C0808-05		5pcs/boîte	C6
Adulte Large	35,5-46cm		U1720S-C03-05	Pour Colin Spacelabs Datascope	U1720D-C1818-05	Pour GE, Eagle Dash, Tram Solar Mac Lab system	5pcs/boîte	C5
Adulte	27,5-36,5cm		U1740S-C03-05		U1740D-C1818-05		5pcs/boîte	C3
Adulte Petit	20,5-28,5cm		U1750S-C03-05		U1750D-C1818-05		5pcs/boîte	C2
Enfant	13,8-21,5cm		U1760S-C03-05		U1760D-C1818-05		5pcs/boîte	C1
Pédiatrique	9-14,8cm		U1770S-C03-05		U1770D-C1818-05		5pcs/boîte	B8
Cuisse	45-56cm		U1790S-C03-05		U1790D-C1818-05		5pcs/boîte	C6
Adulte Large	35,5-46cm		U1720S-C18-05	Pour Protocol	U1720D-C1718-05	Pour GE Datex Ohmeda	5pcs/boîte	C5
Adulte	27,5-36,5cm		U1740S-C18-05		U1740D-C1718-05		5pcs/boîte	C3
Adulte Petit	20,5-28,5cm		U1750S-C18-05		U1750D-C1718-05		5pcs/boîte	C2
Enfant	13,8-21,5cm		U1760S-C18-05		U1760D-C1718-05		5pcs/boîte	C1
Pédiatrique	9-14,8cm		U1770S-C18-05		U1770D-C1718-05		5pcs/boîte	B8
Cuisse	45-56cm		U1790S-C18-05		U1790D-C1718-05		5pcs/boîte	C6

Brassard néonataux à usage unique
Page suivante

2- Brassards néonataux à usage unique



Taille	Longueur du brassard	Couleur impression	REF 1voie	Connecteur Brassard	REF 2voies	Connecteur Brassard	Conditionnement	Code tarif (par boîte)
1	3-6cm		U1781S-C05-10		U1781D-C0505-10		10pcs/boîte	C2
2	4-8cm		U1782S-C05-10		U1782D-C0505-10		10pcs/boîte	C2
3	6-11cm		U1783S-C05-10		U1783D-C0505-10		10pcs/boîte	C2
4	7-13cm		U1784S-C05-10		U1784D-C0505-10		10pcs/boîte	C3
5	8-15cm		U1785S-C05-10		U1785D-C0505-10		10pcs/boîte	C4

3- Prolongateur PNI

Marque Type	Type Patient	Embout coté moniteur	Embout coté brassard	Référence	Référence Fabricant	Code Tarif	Marque Type	Type Patient	Embout coté moniteur	Embout coté brassard	Référence	Référence Fabricant	Code Tarif
PHILIPS	Adulte Enfant			HS-16-15	M1598B M1599B	B7	GE –MARQUETTE Eagle 4000 Solar Tram 100/200/300	Adulte Enfant			HD-22-17	9461-203	C3
	Pédiatrique Néonat			HSN-16-20	M1596B/C / M1597B/C	C1		Pédiatrique Néonat			HD-22-09	9461-214	C3
Tous les modèles Excepté A1/A3	Pédiatrique Néonat			HS-15-15	M3918A	B7		Adulte Enfant			HDN-22-27	9461-205 877514	C4
PHILIPS A1/A3 NELLCOR , SIEMENS, DATASCOPE, SPACELAB, KONTRON, MINDRAY	Adulte Enfant			HSN-15-20		C1	GE MARQUETTE Dash, Eagle, SOLAR Tram 400/450/451/80 0/850/851 Coro 120	Adulte Enfant			HD-24-17	414873-001	C3
	Pédiatrique Néonat			HD-25-09	107365 107366	C4		Adulte Enfant			HD-24-17/18		C3
GE – DINAMAP	Adulte Enfant			HDN-25-27	107368	C4		Adulte Enfant			HD-24-09	9461-217	C3
	Pédiatrique Néonat			HD-25-17	107363	C3		Adulte Enfant			HDN-24-27	414874-001	C4
	Adulte Enfant			HD-22-17/18	895732/877 235/879739	C3		Pédiatrique Néonat			HDN-24-S20	9461-216	C3
GE – DATEX- OHMEDA	Adulte Enfant			HDN-22-27	9461- 205/877514	C4		Pédiatrique Néonat			HDN-24-20	9461-218	C3
AS/3, CS/3, S/5, Cardiocap 5/II, Light	Adulte Enfant			HDN-22-20	9461-215	C3	GE-CRITIKON INVIVO, KONTRON, NIHON KOHDEN	Adulte Enfant			HD-09-09	008841 08842	C3
	Pédiatrique Néonat							Adulte Enfant			HD-09-17	088845	C3
	Adulte Enfant							Pédiatrique Néonat			HDN-09-27	008840	C4

Marque Type	Type Patient	Embout coté moniteur	Embout coté brassard	Référence	Référence Fabricant	Code Tarif	Marque Type	Type Patient	Embout coté moniteur	Embout coté brassard	Référence	Référence Fabricant	Code Tarif
NIHON KOHDEN BSM/PVB Life Scope N OPV-1500 Life Scope N OPV-1500K	Adulte Enfant			HD-30-18	YN-900P YN-901P	C6	MEK	Adulte Enfant			HS-09-09		B7
	Pédiatrique Néonat			HDN-30-20	YN-920P YN-921P	C7		Pédiatrique Néonat			HSN-09-20		C1
	Adulte Enfant			HD-37-18	YN-100T YN-101T	C6	Medtronic	Pédiatrique Néonat			HTS-44-20		C8
CRITICARE DATASCOPE SPACELABS COLIN WELCH ALLYN NIHON KOHDEN	Adulte Enfant			HS-04-07		B7		Adulte Enfant			HS-04-09		B7
	Pédiatrique Néonat			HSN-04-20		B7	Welch Allyn ATLAS	Pédiatrique Néonat			HSN-04-20		C1
COLIN	Adulte Enfant			HS-31-32	AL015ZZ	C1		Adulte Enfant			HD-41-09		C3
	Pédiatrique Néonat			HSN-31-20	AL012Z	C1		Pédiatrique Néonat			HDN-41-27		C3
Drager/Siemens SC6000- 7000/8000/ 9000 Infinity	Adulte Enfant			HS-40-15	MP00953 (1275 275 EH50u)	C6		Adulte Enfant			HS-42-43		C3
	Pédiatrique Néonat			HSN-40-20	2870298	C7	INFINIUM	Adulte Enfant			HS-36-2T		B7
PHYSIO CONTROL	Adulte Enfant			HS-12-15		B7	OMNI OMNI EXPRESS OMNI EXPRESS VS OMNI II / OMNI III						
Lifepack 20	Pédiatrique Néonat			HSN-12-20		C1							

4- Embouts PNI

Référence	BP03	BP04	BP05	BP06	BP07	BP08	BP09	BP12	BP12-P	BP15	/
Embout											
Correspondance	(BP04)>>BP06	(BP03)>>BP07	>>BP20	(BP07)>>BP03	(BP06)>>BP04	>>BP09	>>BP08	(BP12-P)>>BP15	(BP12)>>BP15	>>BP12	/
Compatibilité	Mennen Schiller Bruker/Odam Spacelabs	Mennen Schiller Bruker/Odam Spacelabs	CAS,Drager, Kontron, Physio control,Schiller, Bruker/Odam	BCI Monitor Datascope	BCI Monitor Datascope	Welch Allyn,GE critikon,Invivo, Kontron, Mennen, Nihon Kohden	GE critikon Invivo,Kontron, Nihon Kohden	Criticare, Datascope, Drager/siemens , Physio control, Mindray, Philips/HP, Spacelabs, Nellcor	Criticare, Datascope, Drager/siemens , Physio control, Mindray, Philips/HP, Spacelabs, Nellcor	Schiller, Air Hose Connector	/
Code Tarif	A1	A5	A3	A1	A5	A1	A3	A2	A1	A6	/
Référence	BP16	BP17	BP18	BP20	BP21	BP2T-M	BP22	BP24	BP25	BP26	BP27
Embout											
Correspondance		>>BP18	>>BP17	>>BP05	>>BS21	Two end Thread	BS22	BP24			
Compatibilité	Philips	Nihon Kohden Datex (2)	Zoll Series M Datex(1) Marquette (2)		Pace Tech	General Purpose	GE Datex Ohmeda	GE Marquette	GE Dynamap		
Code Tarif	A5	A2	A2	A3	A2	A2	A7	A5	A7	A5	A3

Référence	BP28	BP30	BP30A	BP31	BP32	BP34	BP35	BP36	BP37	BP38	BP39
Embout											
Correspondance				>BP34	>>BP35	>BP31	>>BP32	>>BS36		>>BP39	>>BP38
Compatibilité		Nihon Kohden	Nihon Kohden	Colin Gambro Tyco (NPB 5500)	Colin	Colin Gambro Tyco (NPB 5500)	Moniteur Plug		Nihon Kohden	Kendall	Kendall
Code Tarif	A3	A4	A4	A5	A6	A5	A5	A7	A6	A3	A1
Référence	BP40	BP41	BP42	BP43	BP44	BP45	BP46	BP47	BP48	BP49	/
Embout											/
Correspondance	>>BP12	>>BS41	>>>BP43	>>BP42					>>BP47	>>BP48	/
Compatibilité	Dräger Siemens	Welch Allyn Atlas	Welch Allyn	Welch Allyn	Medtronic	Welch Allyn	Welch Allyn	GE	GE	GE	/
Code Tarif	A7	A3	A4	A3	A6	A2	A2	A4	A2	A4	/

5- Accessoires tensiomètres manuels

Brassards réutilisable avec Poire

Type de patient	Longueur du brassard	Référence	Conditionnement	Code Tarif
Adulte Large	33-47cm	U1869ND-B01	5pcs/boîte	D2
Adulte	25-35cm	U1880ND-B01	5pcs/boîte	C8
Adulte Petit	20-28cm	U1085ND-B01	5pcs/boîte	C8
Enfant	18-26cm	U1881ND-B01	5pcs/boîte	C8

Brassards à usage unique avec Poire

Type de patient	Longueur du brassard	Référence	Conditionnement	Code Tarif
Adulte Large	33-47cm	U1720D-B02	5pcs/boîte	C7
Adulte	25-35cm	U1740D-B02	5pcs/boîte	C4
Adulte Petit	20-28cm	U1750D-B02	5pcs/boîte	C4
Enfant	18-26cm	U1760D-B02	5pcs/boîte	C4



6- Accessoires Tensiomètres Muraux

Système complet avec brassard réutilisable

Type de patient	Longueur du brassard	Références	Conditionnement	Code Tarif
Adulte Large	35,5-46cm	U1869ND-CT-B01	5pcs/boîte	D5
Adulte	27,5-36,5cm	U1880ND-CT-B01	5pcs/boîte	D4
Adulte Petit	20,5-28,5cm	U1885ND-CT-B01	5pcs/boîte	D4
Enfant	13,8-21,5cm	U1881ND-CT-B01	5pcs/boîte	D4



Système complet sans brassard

Pour 2 voies w/o Connecteur	Pour 2 voies w/BP09 Connecteur	Pour 1 voie w/o Connecteur	Pour 2 voies w/BP15 Connecteur	Conditionnement	Code Tarif
SP/S-CD-B01	SP/S-C0909-B01	SP/S-CS-B01	SP/S-C15-B01	10 pcs/boîte	D5



Pièces détachées

Photo	Références	Description	Conditionnement	Code Tarif
	U1880HS U1880HD	Adulte Réutilisable (25-35cm) 1ou 2 voies	1pcs/boîte	B6
	Y02-H005	Tube enroulé noir 3,8m 4mm	1pcs/boîte	A7
	Y15-S001	Manomètre	1pcs/boîte	A7
	Y14-L001	Poire d'insufflation	5pcs/boîte	B4

7- Brassard à garrot




Taille	Dimensions du brassard	REF brassard 1voie	REF brassard 2 voies	Code Tarif
Small	50x400 mm	T1880S	T1880D	A8
Medium	70x500 mm	T1881S	T1881D	B1
Large	80x800 mm	T1882S	T1882D	B8

Accessoires Pression Invasive

- 1- Prolongateurs IBP
- 2- Convertisseurs IBP
- 3- Adaptateurs IBP




1- Prolongateurs IBP

Type de connecteur	Argon	B.Braun	BD	Edward	Medex/Abbott	Utah	Medex Logical	PVB	Longueur du câble	Connecteur Moniteur
Connecteur Capteur										
Criticare										
Model 2200	BC-CSI-AG	BC-CSI-BB	BC-CSI-BD	BC-CSI-ED	BC-CSI-MX	BC-CSI-UT	BC-CSI-MX1	BC-CSI-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Colin										
	BC-CL-AG	BC-CL-BB	BC-CL-BD	BC-CL-ED	BC-CL-MX	BC-CL-UT	BC-CL-MX1	BC-CL-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Bard										
Datascope	BC-BR-AG	BC-BR-BB	BC-BR-BD	BC-BR-ED	BC-BR-MX	BC-BR-UT	BC-BR-MX1	BC-BR-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Biolight										
V6VitalSign,View A2/A3/A5/A6	BC-BLT-AG	BC-BLT-BB	BC-BLT-BD	BC-BLT-ED	BC-BLT-MX	BC-BLT-UT	BC-BLT-MX1	BC-BLT-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
GE Corometrics										
Corometrics 120	BC-CR-AG	BC-CR-BB	BC-CR-BD	BC-CR-ED	BC-CR-MX	BC-CR-UT	BC-CR-MX1	BC-CR-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
GE Datex										
Airshield Brudick, Kone	BC-DX-AG	BC-DX-BB	BC-DX-BD	BC-DX-ED	BC-DX-MX	BC-DX-UT	BC-DX-MX1	BC-DX-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		

Type de connecteur	Argon	B.Braun	BD	Edward	Medex/Abbott	Utah	Medex Logical	PVB	Longueur du câble	Connecteur Moniteur
Connecteur Capteur										
GE Hellige										
	BC-HL-AG	BC-HL-BB	BC-HL-BD	BC-HL-ED	BC-HL-MX	BC-HL-UT	BC-HL-MX1	BC-HL-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
GE Marquette										
Eagle,Dash1000/2000/3000/3100/4000,Solar7000/8000/9000,Tram Module100-600 CathLab,MAClab,Dash/Tram E-PSM/E-PRESTN/PDN	BC-MQ-AG	BC-MQ-BB 22339301	BC-MQ-BD 2016995-001	BC-MQ-ED 2021197-001	BC-MQ-MX 2021196-001	BC-MQ-UT 2016997-001	BC-MQ-MX1	BC-MQ-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C8		
	BC-MQ-AG/2	BC-MQ-BB/2	BC-MQ-BD/2 2016995-003	BC-MQ-ED/2 2021197-003	BC-MQ-MX/2 2021196-001	BC-MQ-UT/2 2016997-003	BC-MQ-MX1/2	BC-MQ-PVB/2		
	C8	C8	D3	C8	C8	C8	D1	C8		
	BC-MT-AG	BC-MT-BB	BC-MT-BD	BC-MT-ED	BC-MT-MX	BC-MT-UT	BC-MT-MX1	BC-MT-PVB	4,0m	
	C8	C8	D3	C8	C8	C8	D1	C8		
GE Prucka										
	BC-GE1-AG	BC-GE1-BB	BC-GE1-BD	BC-GE1-ED	BC-GE1-MX	BC-GE1-UT	BC-GE1-MX1	BC-GE1-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Guoteng										
GT9000/9000C/9001/9002/9003A/9003B	BC-GT-AG	BC-GT-BB	BC-GT-BD	BC-GT-ED	BC-GT-MX	BC-GT-UT	BC-GT-MX1	BC-GT-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Huanan Médical										
	BC-HY-AG	BC-HY-BB	BC-HY-BD	BC-HY-ED	BC-HY-MX	BC-HY-UT	BC-HY-MX1	BC-HY-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Igel										
	BC-IG-AG	BC-IG-BB	BC-IG-BD	BC-IG-ED	BC-IG-MX	BC-IG-UT	BC-IG-MX1	BC-IG-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		

Type de connecteur	Argon	B.Braun	BD	Edward	Medex/Abbott	Utah	Medex Logical	PVB	Longueur du câble	Connecteur Moniteur
Connecteur Capteur										
JJET										
XDY-2003A/B	BC-JJ-AG	BC-JJ-BB	BC-JJ-BD	BC-JJ-ED	BC-JJ-MX	BC-JJ-UT	BC-JJ-MX1	BC-JJ-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Mostcare										
	BC-MC-AG	BC-MC-BB	BC-MC-BD	BC-MC-ED	BC-MC-MX	BC-MC-UT	BC-MC-MX1	BC-MC-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Mennen										
Envoy, vitalogik 5500	BC-MN-AG	BC-MN-BB	BC-MN-BD	BC-MN-ED	BC-MN-MX	BC-MN-UT	BC-MN-MX1	BC-MN-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Mindray / Datascope										
Beneview T5/T6/T8,DPM60/DPM7	BC-MR-AG	BC-MR-BB	BC-MR-BD 040-000053-00	BC-MR-ED 040-000054-00	BC-MR-MX 040-000052-00	BC-MR-UT	BC-MR-MX1	BC-MR-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Passport V,V12,V21	BC-DT1-AG	BC-DT1-BB	BC-DT1-BD 001C-30-70757	BC-DT1-ED 040-000053-00	BC-DT1-MX 040-000054-00	BC-DT1-UT 040-000052-00	BC-DT1-MX1	BC-DT1-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Philips / HP										
78352A,M11651A,merlin viridia 24,CMS24,M3/M4,M1175A,M1350B,M1205A,M1350A,M1353A,8030A,8040A	BC-IG-AG	BC-IG-BB M1634A	BC-IG-BD	BC-IG-ED	BC-IG-MX	BC-IG-UT	BC-IG-MX1	BC-IG-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
DRE										
Waveline EZ, Touch and Pro	BC-DRE-AG	BC-DRE-BB	BC-DRE-BD	BC-DRE-ED	BC-DRE-MX	BC-DRE-UT	BC-DRE-MX1	BC-DRE-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		

Type de connecteur	Argon	B.Braun	BD	Edward	Medex/Abbott	Utah	Medex Logical	PVB	Longueur du câble	Connecteur Moniteur
Connecteur Capteur										
Dräger / Siemens										
Sirecust 400-1281 SC8000	BC-SM1-AG	BC-SM1-BB	BC-SM1-BD	BC-SM1-ED	BC-SM1-MX	BC-SM1-UT	BC-SM1-MX1	BC-SM1-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
	BC-SM1-AG/2	BC-SM1-BB/2	BC-SM1-BD/2	BC-SM1-ED/2	BC-SM1-MX/2	BC-SM1-UT/2	BC-SM1-MX1/2	BC-SM1-PVB/2		
	C8	C8	D3	C8	C8	C8	D4	C8		
SC6000, 7000,9000	BC-SM2-AG	BC-SM2-BB	BC-SM2-BD	BC-SM2-ED	BC-SM2-MX	BC-SM2-UT	BC-SM2-MX1	BC-SM2-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
	BC-SM2-AG/2	BC-SM2-BB/2	BC-SM2-BD/2	BC-SM2-ED/2	BC-SM2-MX/2	BC-SM2-UT/2	BC-SM2-MX1/2	BC-SM2-PVB/2		
	C8	C8	D3	C8	C8	C8	D4	C8		
Cato,cicero EM,Vitara parameterbox PB8800,PM8010,PM8014,PM8040,PM8060, Sulla,UM3,UM3,1	BC-DG-AG	BC-DG-BB	BC-DG-BD	BC-DG-ED	BC-DG-MX	BC-DG-UT	BC-DG-MX1	BC-DG-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Infinity, Gamma XL,Delta/Delta XL, Kappa/Kappa XL Vista XL	BC-S-AG/2	BC-S-BB/2	BC-S-BD/2	BC-S-ED/2	BC-S-MX/2	BC-S-UT/2	BC-S-MX1/2	BC-S-PVB/2	4,0m	
	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D6	D5		
	BC-SM4-AG	BC-SM4-BB	BC-SM4-BD	BC-SM4-ED	BC-SM4-MX	BC-SM4-UT	BC-SM4-MX1	BC-SM4-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Datascope										
System80/82/83/84/90/90T/95/98/97IABP/850/870/P2/P3/2000/200A/2001/2001A/2002/2002A/22001/3000/Passport	BC-DT-AG	BC-DT-BB	BC-DT-BD 0012-00-1245	BC-DT-ED	BC-DT-MX	BC-DT-UT	BC-DT-MX1	BC-DT-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		


Type de connecteur	Argon	B.Braun	BD	Edward	Medex/Abbott	Utah	Medex Logical	PVB	Longueur du câble	Connecteur Moniteur
Connecteur Capteur										
Emtel										
FX-2000/3000 FX-3000C/3000MO, DefiMax plus / biphasic	BC-ET-AG	BC-ET-BB	BC-ET-BD	BC-ET-ED	BC-ET-MX	BC-ET-UT	BC-ET-MX1	BC-ET-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Feas										
	BC-FS-AG	BC-FS-BB	BC-FS-BD	BC-FS-ED	BC-FS-MX	BC-FS-UT	BC-FS-MX1	BC-FS-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Fukuda Denshi										
Dynascope, Expert DSS100E, DSS300W,DSS400	BC-FD-AG	BC-FD-BB	BC-FD-BD	BC-FD-ED	BC-FD-MX	BC-FD-UT	BC-FD-MX1	BC-FD-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Larsen & Toubro (L&T)										
	BC-LT-AG	BC-LT-BB	BC-LT-BD	BC-LT-ED	BC-LT-MX	BC-LT-UT	BC-LT-MX1	BC-LT-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
MEK										
	BC-MEK-AG	BC-MEK-BB	BC-MEK-BD	BC-MEK-ED	BC-MEK-MX	BC-MEK-UT	BC-MEK-MX1	BC-MEK-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Nihon Kohden										
Lifescope6/9/12/14- AP311P-800PA- bms2100-8500AOEC- 3200-8120A/OMP- 3221 ^E -n7203/Mercury 9510K	BC-NK1-AG	BC-NK1-BB	BC-NK1-BD	BC-NK1-ED	BC-NK1-MX	BC-NK1-UT	BC-NK1-MX1	BC-NK1-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
NEW	BC-NK2-AG	BC-NK2-BB	BC-NK2-BD JP-900P	BC-NK2-ED JP-920P/JP-921P	BC-NK2-MX	BC-NK2-UT JP-960P	BC-NK2-MX1	BC-NK2-PVB		
	C8	C8	D3	C8	C8	C8	D1	C8		

Type de connecteur	Argon	B.Braun	BD	Edward	Medex/Abbott	Utah	Medex Logical	PVB	Longueur du câble	Connecteur Moniteur
Connecteur Capteur										
Kontron										
Mnimon 7131-7136 Fetalmon 2A 2b Fetalogic 4000 Fetasonde 5/5A/5B K2000 Ballon pump KAAT II/Module 10-7286 Supermon	BC-KTN -AG	BC-KTN-BB	BC-KTN-BD	BC-KTN-ED	BC-KTN-MX	BC-KTN-UT	BC-KTN-MX1	BC-KTN-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Kopran										
	BC-KR-AG	BC-KR-BB	BC-KR-BD	BC-KR-ED	BC-KR-MX	BC-KR-UT	BC-KR-MX1	BC-KR-PVB	4,0m	
	C3	C3	C8	C3	C3	C3	D1	C3		
Sarans										
	BC-SR-AG	BC-SR-BB	BC-SR-BD	BC-SR-ED	BC-SR-MX	BC-SR-UT	BC-SR-MX1	BC-SR-PVB	4,0m	
	C8	C8	D3	C8	C8	C8	D1	C8		
Spacelabs										
	BC-SL-AG	BC-SL-BB	BC-SL-BD	BC-SL-ED 700-0293-00	BC-SL-MX 700-0295-00	BC-SL-UT	BC-SL-MX1	BC-SL-PVB	4,0m	
	C5	C5	D1	C5	C5	C5	D1	C5		
	BC-SL-AG/2	BC-SL-BB/2	BC-SL-BD/2	BC-SL-ED/2 700-0292-00	BC-SL-MX/2 700-0294-00	BC-SL-UT/2	BC-SL-MX1/2	BC-SL-PVB/2	4,0m	
	D1	D1	D3	D1	D1	D1	D4	D1		
Spacelabs & Général										
BCI; IVY, Critikon, Invivo, Mennen, NDE,PB, Nellcor,Tektronics, Vitatek, Mindray	BC-6P-AG	BC-6P-BB	BC-6P-BD	BC-6P-ED	BC-6P-MX	BC-6P-UT	BC-6P-MX1	BC-6P-PVB	4,0m	
	B8	B8	C8	C3	B8	B8	D1	B8		

Type de connecteur	Argon	B.Braun	BD	Edward	Medex/Abbott	Utah	Medex Logical	PVB	Longueur du câble	Connecteur Moniteur
Connecteur Capteur										
Stockert										
	BC-SK -AG	BC-SK-BB	BC-SK-BD	BC-SK-ED	BC-SK-MX	BC-SK-UT	BC-SK-MX1	BC-SK-PVB	4,0m	
	C8	C8	D3	C8	C8	C8	D1	C8		

2-Convertisseurs IBP



Connecteur câble	REF Convertisseur	REF Fabricant	Utiliser avec	Référence	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Code Tarif
GE Marquette							
	BC-MQ-AD/2		Adaptateur IBP général 6 pins	Voir paragraphe précédent REF Marquette	0,3m		D3
	BC-MQ-MQ/2	2005772-001	Adaptateur IBP Marquette	Voir paragraphe précédent REF Marquette	0,3m		D5
Spacelabs							
	BC-SL-AD	700-0791-00	Adaptateur IBP général 6 pins	Voir paragraphe précédent REF Spacelabs	0,3m		D1
	BC-SL-AD/2	700-0028-00	Adaptateur IBP général 6 pins	Voir paragraphe précédent REF Spacelabs	0,3m		D5
Datascope/Mindray							
	BC-MR-AD	0010-20-42795	Adaptateur IBP général 6 pins	Voir paragraphe précédent REF Mindray	0,3m		C3
	BC-DT1-AD	040-000096-00	Adaptateur IBP général 6 pins	Voir paragraphe précédent REF Mindray	0,3m		C3
	BC-DT1-DT		Adaptateur IBP général 6 pins	Voir paragraphe précédent REF Mindray & Datascope	0,3m		C3

Connecteur câble	REF Convertisseur	REF Fabricant	Utiliser avec	Référence	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Code Tarif
Siemens / Dräger							
	BC-S-SM1/2	5731281	SM1 conn. 2x câble IBP	Voir paragraphe précédent REF Siemens	0,3m		D6
	BC-S-SM2/2	5592147	SM2 conn. 2x câble IBP	Voir paragraphe précédent REF Siemens	0,3m		D6
	BC-SM2-SM1/2	5588095 Dräger Gamma XL et Delta XL	SM1 conn. 2x câble IBP	Voir paragraphe précédent REF Siemens	0,3m		D5
	BC-SM1-SM2		SM2 conn. câble IBP	Voir paragraphe précédent REF Siemens	0,3m		C3
	BC-SM2-SM1	3368383	SM1 conn. câble IBP	Voir paragraphe précédent REF Siemens	0,3m		C3

3- Adaptateurs IBP



Type de Capteur	Argon	B.Braun	BD	Edward	Medex/Abbott	Utah	Medex Logical	Longueur Du câble
Avec Connecteur capteur	NA		NA	NA			NA	
Avec connecteur câble								
		BC-BB-AG	BC-BD-AG	BC-ED-AG	BC-MX-AG	BC-UT-AG	BC-ML-AG	0,3m
		C3	C5	C3	C3	C3	C3	
B.Braun								
	BC-AG-BB		BC-BD-BB	BC-ED-BB	BC-MX-BB	BC-UT-BB	BC-ML-BB	0,3m
	C3		C5	C3	C3	C3	C3	
BD								
	BC-AG-BD	BC-BB-BD		BC-ED-BD	BC-MX-BD	BC-UT-BD	BC-ML-BD	0,3m
	C3	C3		C3	C3	C3	C3	
Edward								
	BC-AG-ED	BC-BB-ED	BC-BD-ED		BC-MX-ED	BC-UT-ED	BC-ML-ED	0,3m
	C3	C3	C5		C3	C3	C3	
Medex / Abbott								
	BC-AG-MX	BC-BB-MX	BC-BD-MX	BC-ED-MX		BC-UT-MX	BC-ML-ED	0,3m
	C3	C3	C5	C3		C3	C3	
Utah								
	BC-AG-UT	BC-BB-UT	BC-BD-UT	BC-ED-UT	BC-MX-UT		BC-ML-UT	0,3m
	C3	C3	C5	C3	C3		C3	
Medex Logical								
	BC-AG-MX1	BC-BB-MX1	BC-BD-MX1	BC-ED-MX1	BC-MX-MX1	BC-UT-MX1		0,3m
	C3	C3	C8	C3	C3	C3		

Température Sondes et prolongateurs

- 1- Sondes réutilisables
- 2- Adaptateurs Pour sondes réutilisables
- 3- Sondes à usage unique
- 4- Prolongateurs pour Sondes à usage unique
- 5- Smart Sondes





1- Sondes réutilisables

Fabricant /Type	Références	Références fabricant	Application	Longueur du câble	Connecteur	Code Tarif	Fabricant /Type	Références	Références fabricant	Application	Longueur du câble	Connecteur	Code Tarif	
Air Shield							Beijing Julongsanyou							
	TAS-15AS		Adulte/peau	1,5m		C3	Vinfant Radiant Warmer BNT1000/BNT2000 /BNT2000B	T20-15PS		Pédiatrique / peau	1,5m		B7	
	TAS-15PS		Pédiatrique / peau	1,5m		C4		T20-PS		Pédiatrique / peau	3,0m		B7	
	TAS-15AG		Adulte Général	1,5m		C3	Infant Incubator B-800/B-1000/B-2000/B-3000	TBNT-15PS		Pédiatrique / peau	1,5m		D1	
	TAS-15PG		Pédiatrique Général	1,5m		C4		TBNT-PS		Pédiatrique / peau	3,0m		D1	
Artema –S&W							David							
	TSW-AS		Adulte/peau	3,0m		C3	HKN-90/93/93A/93 B/9010/2000	TDV-15PS		Pédiatrique / peau	1,5m		D1	
	TSW-PS		Pédiatrique / peau	3,0m		C4		TDV-PS		Pédiatrique / peau	3,0m		D1	
	TSW-AG		Adulte Général	3,0m		C3	GE Marquette							
	TSW-PG		Pédiatrique Général	3,0m		C4	Eagle, Tram,Solar,Mac-Lab,Cath-Lab	TMQ-AS		Adulte/peau	3,0m		C4	
ATOM								TMQ-PS		Pédiatrique / peau	3,0m		C4	
Infant warmer: Model 3200D/V-505 Infant incubator: Model V-2100/V-2200 Transport incubator: V-707-V-808	TAT-15PS		Pédiatrique / peau	1,5m		C4		TMQ-AG		Adulte Général	3,0m		C4	
								TMQ-PG		Pédiatrique Général	3,0m		C4	
								TMQ2-AS	Dual Temp	Adulte/peau (x2)	3,0m		D1	
								TMQ2-AS/AG	Dual Temp	Adu/peau/Gen (x2)	3,0m		D1	
Biolight							Philips							
V6 Vital Sign AnyView A2/A3/A5/A6/A8	TBLT-AS		Adulte/peau	3,0m		C3	All	THP-AS	21078A	Adulte/peau	3,0m		C4	
	TBLT-PS		Pédiatrique / peau	3,0m		C4		THP-PS		Pédiatrique / peau	3,0m		C4	
	TBLT-AG		Adulte Général	3,0m		C3		THP-AG	21075A,21076A	Adulte Général	3,0m		C4	
	TBLT-RG		Pédiatrique Général	3,0m		C4		THP-PG		Pédiatrique Général	3,0m		C4	

Fabricant /Type	Références	Références fabricant	Application	Longueur du câble	Connecteur	Code Tarif	Fabricant /Type	Références	Références fabricant	Application	Longueur du câble	Connecteur	Code Tarif	
Mindray							YSI							
T5/T8 DPM6/DPM7	TMR-AS	0011-30-37393	Adulte/peau	3,0m		C3	YSI Série 400	T2252-AS	409B	Adulte/peau	3,0m		C1	
	TMR-PS	0011-30-37395	Pédiatrique / peau	3,0m		C4		T2252-PS	429	Pédiatrique / peau	3,0m		B7	
	TMR-AG	0011-30-37392	Adulte Général	3,0m		C3		T2252-AG	401	Adulte Général	3,0m		C1	
	TMR-PG	0011-30-37394	Pédiatrique Général	3,0m		C4		T2252-PG	402	Pédiatrique Général	3,0m		B7	
Datascope Passport V,V12,V21	TDT-AS	040-000057-00	Adulte/peau	3,0m		C4	YSI Série 700	T700-AS	709B	Adulte/peau	3,0m		C3	
	TDT-PS	040-000058-00	Pédiatrique / peau	3,0m		C5		T700-PS	729	Pédiatrique / peau	3,0m		C4	
	TDT-AG	040-000055-00	Adulte Général	3,0m		C4		T700-AG	701	Adulte Général	3,0m		C3	
	TDT-PG	040-000056-00	Pédiatrique Général	3,0m		C5		T700-PG	702	Pédiatrique Général	3,0m		C4	
Siemens / Dräger							10K@25°C							
	TSM-15AS TSM-AS	4329822 5204669	Adulte/peau	1,5m 3,0m		C4		T10-AS/T10-09AS		Adulte/peau	3,0m/0,9m		B6/B5	
	TSM-15PS TSM-PS		Pédiatrique / peau	1,5m 3,0m		C5		T10-PS		Pédiatrique / peau	3,0m		B7	
		TSM-15AG TSM-AG	4329889 5204644	Adulte Général		1,5m 3,0m		C4	T10-AG		Adulte Général		3,0m	B6
		TSM-15PG TSM-PG	4329848 5204651	Pédiatrique Général		1,5m 3,0m		C5	T10-PG		Pédiatrique Général		3,0m	B7
	Spacelabs							Ohmeda						
	TSL-AS		Adulte/peau	3,0m		C7	Ohmeda Incubator: Giraffe/Omnib ed	TOH-PS		Neonat / peau	3,0m		C4	
	TSL-PS		Pédiatrique / peau	3,0m		C8	Air Temperature							
	TSL-AG		Adulte Général	3,0m		C7		T100-GP		Pour une mesure de température par Air	3,0m		C4	
	TSL-PG		Pédiatrique Général	3,0m		C8		Cache Sonde Jetable						
	TSL2-AS		Adulte/peau (x2)	3,0m		D3	16/sachet	T004-16		Cache sonde jetable			A5	
	TSL2-AS/AG		Adu/peau/Gen (x2)	3,0m		D3								

2- Adaptateurs pour Sondes réutilisables



Fabricant /Type	Références	Application	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Connecteur Sonde	Code Tarif
Artema – S&W						
	TSW-AD	Sonde YSI400	0,3m			C3
Biolight						
	TBLT-AD	Sonde YSI400	0,3m			C3
GE Marquette						
	TMQ-AD	Sonde YSI400	0,3m			C3
	TMQ400-AD/2 402015-004	Sonde YSI400	0,3m			C4
	TMQ700-AD/2 402015-004	Sonde YSI700	0,3m			C4
Philips médical						
All	THP-AD 989803163281	Sonde YSI400	0,3m			C3
Mindray						
T5/T8 DPM6/DPM7	TMR-AD	Sonde YSI400	0,3m			C3
Datascope Passport V,V12,V21	TDT-AD	Sonde YSI400	0,3m			C3
Siemens / Dräger						
	TSM-AD 5198333	Sonde YSI400	0,3m			C3
Spacelabs						
	TSL-AD	Sonde YSI400	0,3m			C5
90496,91496	TSL-AD/2 700-0031-00	Sonde YSI400 Ou YSI700	0,3m			D5
90496,91496,308655- 002/306644-001	CO-SL-AD 700-0027-00	Adaptateur CO	0,3m			D3


3- Sondes à usage unique



Sondes de peau, rectale/œsophage à usage unique

Tech.fabricant	REF	REF . fabricant	Application	Longueur du câble	Connecteur	Prolongateur	Conditionnement	Code Tarif
Série 400 GE Healthcare	TMQ-D-20	M1024222	Peau	75/90 cm		Voir paragraphe suivant	20	D5
	TMQ-DAG-20	M1024229	Général	75-90 cm				
Airshield	TAS30-D-10		Peau	300cm		NA	10	D4
	TAS30-DAG-10		Général	300cm				
Artema S&W	TSW30-D-10		Peau	300cm		NA	10	D4
	TSW30-DAG-10		Général	300cm				
Biolight	TBLT30-D-10		Peau	300cm		NA	10	D4
	TBLT30-DAG-10		Général	300cm				
Beijing Julongsanyou Infant Radiant Warmer BNT-1000/BNT-2000/BNT-2000B	T2015-D-10		Peau	150cm		NA	10	D4
	T2030-D-10		Peau	300cm				
Beijing Julongsanyou Infant Incubator B-800/B-1000/B-2000/B-3000	TBNT15-D-10		Peau	150cm		NA	10	D4
	TBNT30-D-10		Peau	300cm				
Dräger / Siemens	TDG-D-20		Peau	75/90 cm		/	20	D5
	TDG-DAG-20		Général	75-90 cm				
Mindray T5/T8	TMR30-D-10		Peau	300cm		NA	10	D4
	TMR30-DAG-10		Général	300cm				
Mindray Datascop	TDT30-D-10		Peau	300cm		NA	10	D4
	TDT30-DAG-10		Général	300cm				
Ohmeda 10K	TOH30-D-10		Peau	300cm		NA	10	D4
	TOH30-DAG-10		Général	300cm				


Sondes de peau, rectale/œsophage à usage unique



Tech.fabricant	REF	REF . fabricant	Application	Longueur du câble	Connecteur	Prolongateur	Conditionnement	Code Tarif
Philips Médical	THP-D-20	21091A	Peau	75/90 cm		Voir paragraphe suivant	20	D5
	THP-DAG-20	21090A,M1837A	Général	75-90 cm				
Philips Médical	TPM30-D-10		Peau	300cm		NA	10	D4
	TPM30-DAG-10		Général	300cm				
Siemens / Dräger	TSM16-D-10	MP00995/7	Peau	160cm		NA	10	D4
	TSM30-D-10	MP00996/8	Peau	300cm				
	TSM16-DAG-10	MP00991	Général	160cm				
	TSM30-DAG-10	MP00992	Général	300cm				
	TSM16-DPG-10	MP00993	Général Pédiatrique	160cm				
	TSM30-DPG-10	MP00994	Général Pédiatrique	300cm				
Spacelabs	TSL30-D-10		Peau	300cm		NA	10	D4
	TSL30-DAG-10		Général	300cm				
YSI400	TYSI30-D-10		Peau	300cm		NA	10	D4
	TYSI30-DAG-10		Général	300cm				


Sondes Tympaniques à usage unique

Tech.fabricant	REF	Application	Connecteur	Prolongateur	Conditionnement	Code Tarif
Série 400	TMQ-PE	Pédiatrique		Voir Page câbles adaptateurs	1	B2
	TMQ-AE	Adulte			1	B2



Sondes type cathéter de Foley

Tech.fabricant	REF	Application	Connecteur	Prolongateur	Conditionnement	Code Tarif
Série 400	TMQ-CA-14FR	Adulte Cathéter Foley 14 FR		Voir Page câbles adaptateurs	1	B6
	TMQ-CA-16FR	Adulte Cathéter Foley 16FR			1	B6
	TMQ-CA-18FR	Adulte Cathéter Foley 18FR			1	B6



Sondes de température de stéthoscope œsophagien à usage unique

Tech.fabricant	REF	Application	Connecteur	Prolongateur	Conditionnement	Code Tarif
Série 400	TMQ-OP-9FR	Stétho. Pédia; avec écouteur 9FR		Voir Page câbles adaptateurs	1	B3
	TMQ-OP-12FR	Stétho. Adulte avec écouteur 12FR			1	B3
	TMQ-OP-18FR	Stétho. Adulte avec écouteur 18FR			1	B3
	TMQ-OP-24FR	Stétho. Adulte avec écouteur 24FR			1	B3




Accessoires

Tech.fabricant	REF	Application	Connecteur	Prolongateur	Conditionnement	Code Tarif
Série 400	TSTP-EP	Ecouteur stéthoscope			1	A3



4- Prolongateurs pour sondes à usage unique



Fabricant Type	Connecteur	REF	Connecteur	REF	Longueur du câble	Connecteur Moniteur	Code Tarif
	Pour Série 400 jetable		Pour Philips jetable				
Artema – S&W							
		TSW-30-AD		TSW-30-PH	3,0m		C3
Biolight							
		TBLT-30-AD		TBLT-30-PH	3,0m		C3
GE Marquette							
Eagle, Tram, Solar, Mac-Lab, Cath-Lab		TMQ-30-AD 2021701-001		TMQ-30-PH	3,0m		C3
Philips Médical							
All		THP-30-AD		THP-30-PH 21082A/B	3,0m		C3
Mindray							
T5/T8		TMR-30-AD		TMR-30-PH	3,0m		C3
Passport V, V12, V21		TDT-30-AD 040-000091-00		TDT-30-PH	3,0m		C3
Siemens							
		TSM-30-AD		TSM-30-PH	3,0m		C3
Spacelabs							
		TSL-30-AD		TSL-30-PH	3,0m		C5
YSI 400							
		TYSI-30-AD 165640/41, 9445-801)		TYSI-30-PH 989803162591/601)	3,0m		B8

[Sommaire](#) –
[Température sondes
et prolongateurs](#)

5-Smart Sondes



Tech.fabricant	REF	REF . fabricant	Application	Longueur du câble	Connecteur	Code Tarif
Alaris						
VITAL CHECK 4400/4410/4500	TOP-AR-001	3880L	Orale	4m		D5
	TRP-AR-001	3882L	Rectale	4m		D5
Turbo Temp 2180C/2180CX01EE	TOP-AR-002	2885C	Orale	4m		D5
	TRP-AR-002	2886C	Rectale	4m		D5
Turbo Temp 2185B/2185BX01EE	TOP-AR-003	2887B	Orale	4m		D5
	TRP-AR-003	2888B	Rectale	4m		D5
GE Healthcare						
DINAMAP Pro200/400 V1	TOP-AR-001	088012	Orale	4m		D5
	TRP-AR-001	088016	Rectale	4m		D5
DINAMAP Pro200/400 V2 ProCare200/400	TOP-AR-002	2008774-001	Orale	4m		D5
	TRP-AR-002	8008775-001	Rectale	4m		D5
DINAMAP 9300 Series DINAMAP XL	TOP-GE-001	008975,008978	Orale	4m		D5
	TRP-GE-001	008976	Rectale	4m		D5
Mindray						
Accutorr Plus	TOP-MR-001	0206-00-0725-01	Orale	4m		D5
	TRP-MR-001	0206-00-0725-02	Rectale	4m		D5

Et CO₂ Capteurs

Nous offrons deux types de capteurs CO2 qui sont le complément d'un dispositif sans module Co2 interne. Ils sont compatibles avec la majorité des dispositifs sur le marché. Ces capteurs de haute performance permettent une mesure simple et précise.



Description	Référence	Photo du capteur	Compatibilité	Connecteur	Code Tarif
Capteur CO₂ externe <i>(avec accessoires standards)</i>	UECO2-001		Phase in (ISA AX+)		F7
	UECO2-002		Philips (M3014A)		F7
	UECO2-003		Respironics (C5)		F7
	UECO2-004		Zoll (E série, M série)		F7
Capteur etCO₂ grand public <i>(avec accessoires standards)</i>	UMCO2-001		Phase in (IRMA CO2)		F7
	UMCO2-002		Philips (M3014A)		F7
	UMCO2-003		Respironics (C5)		F7
	UMCO2-004		Zoll (E série, M série)		F7
	UMCO2-005		Mindray (T5, T8)		F7

Câbles Multiparamètres



Référence	Compatibilité	Description	Connecteur	Code Tarif
SM-STE5				
(3368391), 2,5m	Siemens, Dräger infinity 6000/7000/9000 Dräger infinity Gamme, Gamma XL / Gamma X XL Delta, Delta XL Kappa, Kappa XLT Vista, Vista XL	Câble multimed 5 pod, 2,5m ou 1,5m, 5 voies ECG, VS/Siemens SPO ₂ /Temp/Resp AHA et IEC		D8
SM15-STE5 (5950192), 1,5m				
SM-STE6				
(5191221)	Siemens/ Dräger infinity 6000/7000/9000 Dräger infinity Gamma/Gamma XL/Gamma X XL Delta/Delta XL	Câble multimed 6 pod, 2,5m, 6 voies ECG, VS/Siemens SPO ₂ /Temp/Resp AHA et IEC		D8,5,8
SM-STE12				
(5589663)	Dräger infinity Delta/Delta XL Kappa /Kappa XL T	Câble multimed 12 pod, 3m, 12 voies ECG, VS/Siemens SPO ₂ /AUX AHA et IEC		NA
SM-MX5				
(5590539)	Dräger infinity Gamme, Gamma XL / Gamma X XL Delta, Delta XL Kappa, Kappa XLT Vista, Vista XL	Câble Neomed 2,5m ECG/Resp/SPO2/Dual Temp/FIO2 AHA et IEC		D8,5,8

Référence	Compatibilité	Description	Connecteur	Code Tarif
DG-STE6				
(MS20093)	Dräger infinity Gamme, Gamma XL / Gamma X XL Delta, Delta XL Kappa, Kappa XLT Vista, Vista XL	Câble Multimed plus, 2,5m SPO ₂ /Temp/6voies ECG/Resp AHA et IEC		E1
DG-STE6-OR				
(MS20094)	Dräger infinity Gamme, Gamma XL / Gamma X XL Delta, Delta XL Kappa, Kappa XLT Vista, Vista XL	Câble Multimed plus OR, 2,5m SPO ₂ /Temp/6voies ECG/Resp AHA et IEC		NA
SM-STE6				
Y05-T091	Compatible avec les câble type SM/STE5.	Support de l'étrier de câble à fixer au chevet du patient		C2
Y05-T092	Siemens/Dräger original	Support de l'étrier de câble à fixer au chevet du patient		C6

Capteurs Fœtaux et accessoires



Fabricant/Type	Réf Originale	Type de Capteur	Connecteur	Réf Compatible	Tarif
Philips /HP					
Model 1350, Série 50	M1356A	Capteur US		8031012 *UFU200-20	350€
	M1355A	Capteur TOCO		8032009 UFT-200-10	350€
Model HP 8040A,8041A	15245A	Capteur US		8031013 UFU200-10	350€
	15248A	Capteur TOCO		8032025	350€
GE - Corometrics					
Corometrics116,118,129 ,150,151,155,171,340	5700LAX	Capteur US		8031014 UFU300-10	350€
	5700HAX	Capteur US		8031031 UFU-300-20	350€
Corometrics 115,116,118,129,145,15 0,151,155,171,340....	2264LAX	Capteur TOCO		8032010 UFT30-10	350€
	2264HAX	Capteur TOCO		8032021 UFT300-20	350€
Corometrics 145,115	5600AAX	Capteur US		8031017	350€

Fabricant/Type	Réf Originale	Type de Capteur	Connecteur	Réf Compatible	Tarif
Spacelabs /AMS					
IM77 / AM67	US915 AMS-20- 0047	Capteur US		8031011 UFU500-20	350€
	TD84 AMS-20- 0048	Capteur TOCO		8032008	350€
IM76/AM66, Kontron	US91 AMS-20- 0011	Capteur US		8031010 *UFU500-20	350€
	TD84 AMS-20- 0020	Capteur TOCO		8032007	350€
Oxford / Huntlight					
Oxford Sonicaid Team/ Team duo 2MHz	8400-69200	Capteur US		8031039	350€
Oxford Sonicaid Team/ Team duo 1,5MHz	8400-6919	Capteur US		8031040	350€
Oxford Sonicaid Team/ Team duo	8400-6921	Capteur TOCO		8032026	350€

Capteurs Fœtaux et accessoires



Référence	Description	Compatibilité	Conditionnement	Code Tarif	N° sur photo
UN-E043-08	Sangle fœtale 35x1300mm	Tous capteur fœtal	8pcs/sachet	C4	B
UN-E044-08	Sangle fœtale 60x1300	Tous capteur fœtal	8pcs/sachet	C4	C

Papier ECG / Imprimantes



Marque	Type	Dimensions	Conditionnement	Références	Code Tarifs
Electrocardiographes					
MITSUBISHI	KP65HM	110mm x 21m	4 rouleaux	0008927	Pour les Tarifs Nous consulter
	KP75HM	216mm x 21m	4 rouleaux	250256	
SCHILLER	CS100 / AT60	210 mm x 280 mm x 358 feuilles		0010562	
	AT102	210mm x 280 mm x 173 feuilles		12760	
	AT101/ ARGUS	80mm x 70mm x 200 feuilles		250455	
PHILIPS	TC20 / HPM1710A	210mm x300mm x 200 feuilles		0010878	
HP	Page Writter 200/ XLI / XLS	210mm x300mm x 200feuilles		250100	
GE	MAC 1100-1200-1600 / CardioSmart	210mm x 295mm x 150 feuilles		0011239	
HELLIGE	Mac 800			0015191	
	Mac 500	90 mm x90mm x 360 feuilles		250088	
FUKUDA DENSHI	FCP15/11/2155/7101/FX2201/2111/7102	63mm x 75mm x 400 feuilles		250074	
	FCP15/11/2155/FX2111	60mm x 30m	5 rouleaux	250073	
	FX4010	210mm x 410mm x 200 feuilles		250068	
	FX7202	110mm x 140mm x 140 feuilles		0012693	
CARDIOLINE	ECG200S		10 Ramettes	66010052S	
	ECG 100S		10 Ramettes	66010051C	
	AR2100 VIEW	210mm x 280mm x 200 feuilles	5 Ramettes	66010042C	
	AR600 ADV	60mm x 75mm x 200 feuilles	10 Ramettes	66010040C	
	AR1200	120mm x 100mm x 300 feuilles	10 Ramettes	66010039C	



Marque	Type	Dimensions	Conditionnement	Références	Code Tarifs
Cardiotocographe					
HP	M1350A/B / M1351A / M1911A	150mm x 100mm x 150 feuilles		7971	
GE	Corometrics	152 mm x 90mm x 160 feuilles	40 Ramettes	7982	
Imprimantes					
SONY	UPP110HD	110mm x 20m	10 rouleaux	0012820	Pour les Tarifs Nous consulter
	UP-D897	110mm x 20m	10 rouleaux	0012100	
	UPC1010 / UP1850-EPM	100mm x 150 mm	100 clichés	10329	
	UPC 2010 / ATTENTE JOSIANE				
	UP 960 / 970/ 971 Qualité HD	210mm x 25m	5 rouleaux	11645	
	UP 960 / 970/ 971	210mm x 25m	5 rouleaux	11850	
	UPC 21L (NB + Ruban)	144mm x 100mm x 200 clichés		12495	
	UPC 21 S (couleur)	110mm x 91 mm x 240 clichés		250378	
	UPP 100S / UP811	110mm x 20m	10 rouleaux	8925	
	UPP 216HD	210mm x 25m	5 rouleaux	9547	
MITSUBISHI	SCT-CK150S-CK50S	100mm x 150mm x 50 clichés		1A00849	
	P93E	100 mm x 21m	4 rouleaux		
Moniteurs multiparamètres					
GE / Marquette / Hellige	Dash 3000 / Eagle 1000 / Solar 8000	50mm x 30m	5 rouleaux		

Seules les références les plus courantes sont dans ce catalogue, si vous recherchez une référence supplémentaire n’hésitez pas à contacter notre atelier au 04.86.87.80.41 ou à l’adresse courrier@physio-tech.fr

Electrodes DSA

Marque / Type	Références Electrodes							
	Adulte	Adulte Pré-connectées	Pédiatrique	Pédiatrique Pré-connectées	Pédiatrique puissance limitée	Pédiatrique à p. limitée et pré-co.	Adulte/ Pédiatrique	Adulte / Pédiatrique Pré-co.
Philips / Laerdal Médiacil								
Heartstream ForeRunner I AED type E, S, EM	F7950	F7950W	/	/	/	/	/	/
Heartstart FR1 AED type 940010XX, 940020XX,940030XX	F7950	F7950W	/	/	/	/	/	/
Heartstream Heartstart FR2 type M3841A,M3861A	F7950	F7950W	/	/	F7950PL	F7950WPL	/	/
Heartstream, Heartstart FR2 + avec module ECG type M3840A,3860A	F7950	F7950W	/	/	F7950PL	F7950WPL	/	/
CodeMaster type M1722A/B, M1723A/B,M1724A,M2475B	F7950	F7950W	F7950P	F7950PW	/	/	/	/
Heartstart MRX type M3535A-M3536A	F7950	F7950W	F7950P	F7950PW	/	/	/	/
Efficia DFM100	F7950	F7950W	F7950P	F7950PW	/	/	/	/
Agilent / Philips								
Heartstream/ Heartstart XL type M4735AXL	F7950	F7950W	F7950P	F7950PW	/	/	/	/
Heartstream/ Heartstart XL T type M3500B	F7950	F7950W	F7950P	F7950PW	/	/	/	/
Heartstream/ Heartstart XL + type 861290	F7950	F7950W	F7950P	F7950PW	/	/	/	/
Heartstart 4000 type M5500B	F7950	F7950W	F7950P	F7950PW	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	ED2	ED2	ED4	ED6	ED7	/
	Connecteurs	 	 	 				

Marque / Type		Références Electrodes							
		Adulte	Adulte Pré-connectées	Pédiatrique	Pédiatrique Pré-connectées	Pédiatrique puissance limitée	Pédiatrique à p. limitée et pré-co.	Adulte/ Pédiatrique	Adulte / Pédiatrique Pré-co.
Zoll médical Corp									
Zoll PD1200/1400/1600/1700/2000		F7951	F7951W	F7951P	F7951PW	/	/	/	/
Zoll Série M / Série E / Série R / Série X		F7951	F7951W	F7951P	F7951PW	/	/	/	/
Propaq MD		F7951	F7951W	F7951P	F7951PW	/	/	/	/
M&B									
AED 7000		F7951	F7951W	F7951P	F7951PW	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	ED2	ED2	ED4	/	/	/	/
	Connecteurs								
Agilent / Hewlett Packard									
CodeMaster 100 / CodeMaster XE/XL/XL+		F7953	F7953W	F7953P	F7953PW	/	/	/	/
Heartstream XL/XLT / XL+		F7953	F7953W	F7953P	F7953PW	/	/	/	/
Laerdal Médical									
Heartstart 4000		F7953	F7953W	F7953P	F7953PW	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	ED2	ED2	ED4	/	/	/	/
	Connecteurs								

Marque / Type		Références Electrodes							
		Adulte	Adulte Pré-connectées	Pédiatrique	Pédiatrique Pré-connectées	Pédiatrique puissance limitée	Pédiatrique à p. limitée et pré-co.	Adulte/ Pédiatrique	Adulte / Pédiatrique Pré-co.
Physio-Control									
Lifepak 9 /Lifepak 10 /Lifepak 1 2/Lifepak 15 /Lifepak 20 /Lifepak 20E		F7952	F7952W	F7952P	F7952PW	/	/	/	/
Lifepak 500 AED avec poignée grise		F7952	F7952W	/	/	/	/	/	/
Lifepak 500 AED avec poignée rose		F7952	F7952W	/	/	F7952PL	F7952WPL	/	/
Lifepak 1000 AED		/	F7952W	/	/	F7952PL	F7952WPL	/	
Lifepak CR PLUS AED		/	F7952W	/	/	F7952PL	F7952WPL	/	/
Lifepak Express AED		/	F7952W	/	/	F7952PL	F7952WPL	/	/
Bexen Cardio									
Reabinex-200/300/500		F7952	F7952W	/	/	/	/	/	/
Reabinex-700/800		F7952	F7952W	F7952P	F7952PW	/	/	/	/
Cardioline									
Elife 700		F7952	F7952W	F7952P	F7952PW	/	/	/	/
Mindray									
Beneheart D1 /D3/ D6		F7952	F7952W	F7952P	F7952PW	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	ED2	ED2	ED4	ED6	ED7		
	Connecteurs								

Marque / Type		Références Electrodes							
		Adulte	Adulte Pré-connectées	Pédiatrique	Pédiatrique Pré-connectées	Pédiatrique puissance limitée	Pédiatrique à p. limitée et pré-co.	Adulte/ Pédiatrique	Adulte / Pédiatrique Pré-co.
Schiller									
FRED / FRED TELE		F7954	F7954W	F7954P	/	/	/	/	/
DEFIGARD DG 1002 / 3002 / 2000 EDOS		F7954	F7954W	F7954P	/	/	/	/	/
Esaote									
MDF SAED / MDF II		F7954	F7954W	F7954P	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	ED2	ED2	/	/	/	/	/
MDF / MDF PLUS		F7962	/	F7962P	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	/	ED2	/	/	/	/	/
	Connecteurs								
Schiller									
FRED EASY / FRED EASY 2G		F7956	F7956W	F7956P	/	/	/	/	/
DEFIGARD DG 4000/5000/6002		F7956	F7956W	F7956P	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	ED2	ED2	/	/	/	/	/
	Connecteurs								

Marque / Type		Références Electrodes							
		Adulte	Adulte Pré-connectées	Pédiatrique	Pédiatrique Pré-connectées	Pédiatrique puissance limitée	Pédiatrique à p. limitée et pré-co.	Adulte/ Pédiatrique	Adulte / Pédiatrique Pré-co.
Nihon Kohden									
Cardiolife TEC-5500 /7600/7700/2202/2203/7531/8251 série avec câble JC-755V		F7955	F7955W	F7955P	F7955PW	/	/	/	/
Cardiolife TEC-5600/8300 série avec câble K342A (JC-855V)		F7955	F7955W	F7955P	F7955PW	/	/	/	/
Welch Allyn									
AED-10 Adaptateur pédiatrique Welch Allyn 002173U		F7955	F7955W	F7955P	F7955PW	/	/	/	/
AED-20 Adaptateur pédiatrique Welch Allyn 002174U		F7955	F7955W	F7955P	F7955PW	/	/	/	/
PIC-30 / PIC-40 / PIC-50		F7955	F7955W	F7955P	F7955PW	/	/	/	/
Artema / Innomed									
CardioAid 360B / 200B / 200 / 100		F7955	F7955W	F7955P	F7955PW	/	/	/	/
CardioAid XL+ / XL		F7955	F7955W	F7955P	F7955PW	/	/	/	/
Artema / S&W									
Cardio Aid LS / MC / MC+		F7955	F7955W	F7955P	F7955PW	/	/	/	/
Dräger									
Cardiologue 2000		F7955	F7955W	F7955P	F7955PW	/	/	/	/
MRL									
LITE		F7955	F7955W	F7955P	F7955PW	/	/	/	/
Lifequest		F7955	F7955W	/	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	ED2	ED2	ED4	/	/	/	/
	Connecteurs	 		 					

Marque / Type		Références Electrodes							
		Adulte	Adulte Pré-connectées	Pédiatrique	Pédiatrique Pré-connectées	Pédiatrique puissance limitée	Pédiatrique à p. limitée et pré-co.	Adulte/ Pédiatrique	Adulte / Pédiatrique Pré-co.
CU Médical Systems									
Paramedic CU-ER1		F7958	F7958W	/	/	F7958PL	/	/	/
Paramedics CU-ER2 / CU-ER3		F7958	F7958W	F7958P	/	/	/	/	/
Paramedic CU-ER5 avec câble ER-5 OA03		F7958	F7958W	F7958P	/	/	/	/	/
Lifegain CU-HD1		F7958	F7958W	F7958P	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	ED2	ED2	/	ED6	/	/	/
	Connecteurs								
CU Médical Systems									
I-PAD NF1200		F7959	F7959W	/	/	F7959PL	F7959WPL	/	/
FUTURA		F7959	F7959W	F7959P	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	ED2	ED2	/	ED6	ED7	/	/
	Connecteurs								
Nihon Kohden									
TEC-8250		F7963	/	/	/	/	/	/	/
TEC-8251		F7963	/	/	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	/	/	/	/	/	/	/
	Connecteurs								

Marque / Type		Références Electrodes							
		Adulte	Adulte Pré-connectées	Pédiatrique	Pédiatrique Pré-connectées	Pédiatrique puissance limitée	Pédiatrique à p. limitée et pré-co.	Adulte/ Pédiatrique	Adulte / Pédiatrique Pré-co.
Nihon Kohden									
CardiolifeTEC-2200/2300/5500/7600/7700/7531 avec câble JC-765V		F7961	F7961W	F7961P	/	/	/	/	/
CardiolifeTEC-5600 /8300 avec câble K342B (JC-865V)		F7961	F7961W	F7961P	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	ED2	ED2	/	/	/	/	/
	Connecteurs								
Marquette GE									
Marquette 1250 / Marquette 1500		F7962	/	F7962P	/	/	/	/	/
Marquette Responder 2000 / 3000		F7962	/	F7962P	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	/	ED2	/	/	/	/	/
	Connecteurs	 		 					
Weinmann									
Meducore Easy		/	F7964W	/	/	/	/	/	/
Meducore Standard		/	F7964W	/	F7964PW	/	/	/	/
CardiAid									
CardiAid CT0207		/	F7964W	/	/	/	/	/	/
	Code Tarif	/	ED2	/	ED4	/	/	/	/
	Connecteurs								

Marque / Type		Références Electrodes							
		Adulte	Adulte Pré-connectées	Pédiatrique	Pédiatrique Pré-connectées	Pédiatrique puissance limitée	Pédiatrique à p. limitée et pré-co.	Adulte/ Pédiatrique	Adulte / Pédiatrique Pré-co.
Corpuls									
Corpuls 3		F7965 F7965/PLUS **	/	F7965P	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED3 / ED5	/	ED5	/	/	/	/	/
	Connecteurs								
Defibtech									
DDU-100 Lifeline AED		/	F7966W	/	/	/	7966WPL	/	/
DDU-120 Lifeline AUTO AED		/	F7966W	/	/	/	7966WPL	/	/
	Code Tarif	/	ED5	/	/	/	ED7	/	/
	Connecteurs								
GE									
Responder 3000/ 2000/ 1100		F7981	/	F7981P	/	/	/	/	/
Cardioserv		F7981	/	F7981P	/	/	/	/	/
Dash Responder		F7981	/	F7981P	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED3	/	ED4	/	/	/	/	/
	Connecteurs								

Marque / Type		Références Electrodes							
		Adulte	Adulte Pré-connectées	Pédiatrique	Pédiatrique Pré-connectées	Pédiatrique puissance limitée	Pédiatrique à p. limitée et pré-co.	Adulte/ Pédiatrique	Adulte / Pédiatrique Pré-co.
Mediana									
HeartOn AED A10		/	F7969W	/	F7969PW	/	/	/	/
	Code Tarif	/	ED3	/	ED4	/	/	/	/
	Connecteurs								
Instramed									
Instramed AED		/	F7984W	/	F7984PW	/	/	/	/
	Code Tarif	/	ED2	/	ED4	/	/	/	/
	Connecteurs	 		 					
Schiller									
Fred EasyPort		F7967	F7967W	F7967P	F7967PW	/	/	/	/
Fred PA-1		F7967	F7967W	F7967P	F7967PW	/	/	/	/
Argus Pro Lifecare / Argus Pro Lifecare 2		F7967	F7967W	F7967P	F7967PW	/	/	/	/
Cardiovit AT-101 Easy		F7967	F7967W	F7967P	F7967PW	/	/	/	/
Defigard touch 7		F7967	F7967W	F7967P	F7967PW	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	ED2	ED2	ED4	/	/	/	/
	Connecteurs	 		 					

Marque / Type		Références Electrodes							
		Adulte	Adulte Pré-connectées	Pédiatrique	Pédiatrique Pré-connectées	Pédiatrique puissance limitée	Pédiatrique à p. limitée et pré-co.	Adulte/ Pédiatrique	Adulte / Pédiatrique Pré-co.
Instramed									
Instramed Cardiomax		F7985	/	F7985P	/	/	/	/	/
	Code Tarif	ED1	/	ED2	/	/	/	/	/
	Connecteurs								
Mediana									
Hearton AED A15		/	/	/	/	/	/	/	F7986UW
Tecno-Gaz									
Tecnoheart plus		/	/	/	/	/	/	/	F7986UW
	Code Tarif	/	/	/	/	/	/	/	
	Connecteurs								
Zoll Medical Corp									
AED PLUS		/	F7987W	/	F7987PW	/	/	/	/
AED PRO		/	F7987W	/	F7987PW	/	/	/	/
	Code Tarif	/	ED5	/	ED8	/	/	/	/
	Connecteurs								

Cellule O₂



Références	Photo	Compatibilité	Connecteur	Temps de réponse	Durée de vie	Code Tarif
GO-01		- Industrie d'analyse (PSR-11-915) - Technologie (MOX-6) - Dräger (68033290) - Envitec (OOM101) - GE-Datex-Ohmeda (0237-2034-700) - Hamilton (HM-10) - Hudson-RCI (5556) - Maxtec (MAX-1) - MSA (655264,655263) - Nuova (E-15/0) - Teledyne (R-15, C-41131)	Bagues Collectrices Plaquées Or	<17s	12 mois	D3
GO-02		- Industrie d'analyse (PSR-11-915-2) - Dräger (6850645,6803290) (Evita,Fabius, Fabius GS) - Envitec (OOM101, OOM201) - GE-Datex-Ohmeda (6051-000-224) - Hamilton (HM-14,HM-13) - Hudson-RCI (5557,V-14) - Maxtec (MAX-11) - MSA (655263,655264) - Nuova (E-15/2) - Teledyne (R-23MED, C-61339) - Viamed (R-23V)	Bagues Collectrices Plaqué Or	<12s	12 mois	D2
GO-03		- Envitec (OOM202-1) - GE-Datex-Ohmeda – Engström (6051-0000-217) (Elvira,Erica) - Hamilton (HM-11) - Hudson-RCI (5567,V-11) - Maxtec (MAX-13) - MSA (406931) (Mini-OXI-III) - Nuova (E-17/J) - Taema (Eole,Cesar) - Teledyne (#B 62321) - Viamed (R-41V)	3,5mm Mono Jack	<12s	16 mois	D2

Références	Photo	Compatibilité	Connecteur	Temps de réponse	Durée de vie	Code Tarif
GO-04		- Technologie (MOX-9) - Envitec (OOM202) - GE-Datex-Ohmeda (6051-0000-222)) - Maxtec (MAX-12) - MSA (472062,470644) - Nuova (E-17/M) - Siemens (9004979) (Servo 900/C/D, Servo 700/710,Servo 300,V710 300)) - Taema (YR049700,Cesar 2, Horus) - Teledyne (R-24MED,) (TED 160, TED 190) - Viamed (R24 MED)	3-pin Molex Plaquées Or	<12s	16 mois	D2
GO-05		- Industrie d'analyse (PSR-11-33) - Envitec (OOM107) - Hamilton (HM-14,HM-13) (Veolar,Amadeus,Aladin) - Hudson-RCI (5568,C1,V-01) (5525,5528,5529,5550,5552) - Maxtec (MAX-19) - MSA (478841,4859) - Nuova (E-33/0) - Taema(KV050501,Oxy 2100) - Teledyne (T1/T2) - Viamed (T-1/T-2)	Bagues Collectrices Plaqué Or sur carte	<20s	12 mois	D4
GO-06		- Industrie d'analyse (PSR-11-33-2) - Envitec (OOM107-2) - Hudson-RCI (5569,V-02) - Maxtec (MAX-18) - MSA (485905,655262) - Nuova (E-33/1) - Taema(KV050501,Oxy 2100) - Teledyne (C2R) - Viamed (C-2R)	Deux fils avec branchement sur carte	<20s	12 mois	D4
GO-07		- Industrie d'analyse (PSR-11-77) - Technologie (MOX-4) - Envitec (OOM105) - GE-Datex-Ohmeda (6051-0000-219) - Hamilton (HM-03) - Hudson-RCI (5558,V-03) - Maxtec (MAX-17) - MSA (804674) - Nuova (E-77/0) - Teledyne (T-7)(TED60T, TED 191T, TED200T, TED200T7) - Viamed (T-7)	Prise RJ11 4PAC	<8s	16 mois	D3



Références	Photo	Compatibilité	Connecteur	Temps de réponse	Durée de vie	Code Tarif
GO-07s		- Technologie (MOX-3) - Maxtec (MAX-3) - Nuova (E-17/M)	Prise RJ11 4PAC (AMP)	<15s	2 mois	D4
GO-08		- Dräger (I-8000) - Envitec (OOM104) - Maxtec (MAX-11i) - Nuova (E-8000)	3 Bagues collectrices Plaquées Or	<12s	16 mois	D3
GO-09		- Envitec (OOM202-2) - Maxtec (MAX-14) - MSA (806572) (Mini-OxIA) - Nuova (E-8000)	3-pin Molex Plaquées Or	<12s	16 mois	D3
GO-10		- Industrie d'analyse (PSR-11-915-4) - Envitec (OOM110) - GE-Datex-Ohmeda – Engström (6050-0004-110)) (Modulus Se1700, Excel210-7900, Modulus Se7900, Smart Vent, S-5, Aespire/Avance, Airsys, Aestiva3000) - Maxtec (MAX-10) - Nuova (E-15/4) - Teledyne (R-30MED) - Viamed (R-30V)	Jack Modulaire 6P4C	<12s	16 mois	D5
GO-11		- Technologie (MOX-10) - Envitec (OOM202-2S) - GE-Datex-Ohmeda (6051-000-216) - Nuova (E-110) - Viamed (R-42VV)	Mat-n Lock2Way AMP350777-1	<12s	16 mois	D3
GO-12		- Industrie d'analyse (PSR-11-917) - Technologie (MOX-1) - Envitec (OOM102) - GE-Datex-Ohmeda (Centiva S/5) - Hamilton (HM-12) (Galileo, Raphael, Arabella, Multinex Analys) - Hudson-RCI (5566, V-12) - Maxtec (MAX-12A) - Nuova (E-17/A2) - Taema (Cesar (nouveau modèle)) - Teledyne (R-22MED) - Viamed (R-22MED)	3-pin Molex	<12s	16 mois	D2



Références	Photo	Compatibilité	Connecteur	Temps de réponse	Durée de vie	Code Tarif
GO-13		- Industrie d'analyse (PSR-11-55) - Hudson-RCI (5500,V-05) (6477,5577,5584,5590,5595) - Maxtec (MAX-9) - MSA (655265) - Nuova (E-5/0) - Teledyne (R-13) (#B 39636)) - Viamed (R-13)	4-pin mâle	<15s	12 mois	D4
GO-14		- Maxtec (MAX-13C) - Nuova (E-14/0)	0,141 Câble mini prise téléphone A1	<12s	16 mois	D3
GO-15		- Industrie d'analyse (PSR-11-917J) - Technologie (MOX-2) - Envitec (OOM102-1) - Maxtec (MAX-7) (Mini-Ox3000) - Nuova (E-15/5) - Taema (Alys, Clarys, YR010100) - Teledyne (R-17MED) (TED AX 300) - Viamed (R-26MED)	3,5 Mono Jack	<12s	16 mois	D2
GO-16		- Maxtec (MAX-16) - Nuova (E-16/0)	3-PIN Molex	<12s	16 mois	D3
GO-25		- Industrie d'analyse (PSR-11-917-J1) - Maxtec (MAX-250ESF) - Nuova (E-25/0)	Prise jack miniature	<12s	16 mois	D3
GO-43		- GE-Datex-Ohmeda (Giraffe) - Maxtec (MAX-40) - Nuova (E-43/0)	Bagues collectrices Plaquées OR	<17s	12 mois	D7
GO-47		- Maxtec (MAX-47) - Nuova (E-47/0)	AMP Phone Jack 4P4C	<12s	12 mois	D4
GO-48		- Industrie d'analyse (M-11-60) - Maxtec (MAX-48) - Nuova (E-60)	AMP Phone Jack 4P4C	<12s	12 mois	D4



Contacts:

Téléphone: 04.67.03.42.67

Fax: 04.67.87.10.62

E-Mail: contact@bioconnect.fr

N'hésitez pas à nous contacter pour:

- *des piles,*
- *des batteries,*
- *des flexibles de gaz,*
- *des ballons,*
- *des câbles de lumières froides,*
- *des débitmètres*
- *Ou autres références....*

Nous commercialisons également du matériel tels que moniteur multi-paramètres, respirateur de transport, pousse seringue, pompe à perfusion / nutrition....

